

## *Resorcell Gaze*

Cellulose oxydée résorbable  
Gaze hémostatique stérile résorbable



## *Resorcell Gauze*

Resorbable oxidized cellulose  
Sterile resorbable hemostatic gauze

## *Resorcell Gaze*

Oxydierte, resorbabile Zellulose  
Hemostatische, sterile, resorbabile Gaze

## *Resorcell Gaza*

Celulosa oxidada reabsorbible  
Gasa hemostática estéril reabsorbible

## *Resorcell Gaze*

Celulose oxidada reabsorvível  
Gaze hemostática estéril reabsorvível

## *Resorcell Garza*

Cellulosa ossidata riassorbibile  
Garza emostatica sterile riassorbibile

## *Resorcell Gaas*

Resorbeerbaar geoxideerde cellulose.  
Steriel resorbeerbaar haemostatisch gaas

## *Γάζα Resorcell*

Απορροφήσιμη οξειδωμένη κυτταρίνη  
Αποστειρωμένη, απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα

## *Resorcell Gaza*

Resorbowalna utleniona celuloza  
Sterylna resorbowalna hemostatyczna gaza



STERILE R

(CE) : 11/2008

SEPTODONT- 58, rue du Pont de Créteil  
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, France.  
Tél.: 33 (0)1 49 76 70 00 - Fax: 33(0)1 48 85 54 01



FR

**COMPOSITION**

Gaze tricotée en cellulose oxydée (pur coton).

**PROPRIÉTÉS**

Il s'agit d'une gaze de cellulose oxydée de couleur blanche qui peut être découpée sans effilochage.

Une fois la gaze saturée de sang, elle gonfle en se transformant en une masse gélatineuse rouge qui contribue à la formation d'un caillot, faisant fonction de complément hémostatique pour le contrôle de l'hémorragie.

Utilisée convenablement, en quantité minimale, la gaze est résorbée sur le site d'implantation.

Ses propriétés bactériostatiques/bactéricides inhibent la croissance et la multiplication des bactéries aérobies et anaérobies. Cependant, ce produit n'est pas censé se substituer aux antibiotiques administrés par voie générale pour combattre ou prévenir les infections postopératoires.

**INDICATIONS**

Adjuvant hémostatique dans le contrôle des saignements capillaires et des petits vaisseaux, après extraction dentaire.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas implanter au contact d'un tissu osseux insuffisamment irrigué, l'acidité du produit provoquant un ralentissement de la formation du cal.

**MODE D'EMPLOI**

L'ouverture des conditionnements doit être réalisée selon une procédure stérile.

N'utiliser que la quantité nécessaire de gaze en la maintenant fermement sur le site jusqu'à l'hémostase. La résorption dépend de plusieurs facteurs comme la quantité utilisée, son niveau de saturation en sang et la nature du site. Ainsi, la gaze doit s'employer de préférence sans compression afin d'éviter les risques de nécrose des tissus.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Retirer toute quantité excédentaire après l'hémostase

et avant la fermeture du site pour faciliter la résorption et minimiser tout risque de formation de kyste encapsulé.

La gaze doit être appliquée à sec et ne doit pas être imprégnée avant son application. Elle ne doit pas être imprégnée d'agents anti-infectieux ou de toute autre matière telle que des hémostatiques ou des agents tampons. Son activité hémostatique n'est pas renforcée par l'adjonction de thrombine, l'activité de la thrombine étant détruite par le pH acide du produit.

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage.



**Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert avant première utilisation.**

Ne pas utiliser de la gaze qui a pu être contaminée, puisque le produit ne peut pas être restérilisé.

**EFFETS SECONDAIRES**

Peut provoquer une sensation brûlante ou piquante due au pH acide du produit.

Ne pas utiliser sur les plaies superficielles, ce produit ralentissant l'épithélialisation.

**CONSERVATION**

Protéger des rayons solaires directs et conserver dans les emballages d'origine.

Stocker au sec entre 0°C et 10°C.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

Le brunissement de la gaze et sa tendance au délitement indiquent un stockage incorrect.

**PRÉSENTATION**

Boîte contenant 10 gazes (5 x 1,25 cm).

Gaze sous double blister pelable stérilisé par irradiation aux rayons Gamma.

**Réservé à l'usage professionnel dentaire.**

EN

## COMPOSITION

Knitted oxidized cellulose gauze (pure cotton).

## PROPERTIES

It is a white, oxidized cellulose gauze, which can be cut without fraying.

After the gauze has been saturated with blood, it swells into a red, gelatinous mass, which aids in the formation of a clot, thereby serving as a haemostatic adjunct in the control of haemorrhage.

When used properly, in minimal amounts, the gauze is absorbed in the implantation site.

Its bacteriostatic/bactericidal properties inhibit aerobic and anaerobic bacteria cell growth and multiplication. However, this product is not intended as a substitute for systemically administered antibiotics, to fight or prevent postoperative infections.

## INDICATIONS

Haemostatic adjunct in the control of capillary and small vascular bleeding, after tooth extraction.

## CONTRAINDICATIONS

Do not use for implantation in bone tissue when irrigation with blood is not sufficient, as the acidity of the product causes a decrease in callus formation.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Sterile technique should be observed when removing the product from its packaging.


Use only as much gauze as is necessary for haemostasis, holding it firmly in place until bleeding stops. Absorption depends upon several factors including the amount use, degree of saturation with blood and nature of the operative site. Furthermore, the gauze should preferably be packed loosely in the socket, to prevent the risk of tissue necrosis due to extra pressure.

## SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE

Remove any excess gauze after haemostasis and prior to surgical closure to facilitate absorption and minimize the risk of encapsulated cyst formation.

The gauze should be applied dry and should not be moistened prior to application. It should not be impregnated with anti-infective agents or with any other materials such as buffering or haemostatic substances. Its haemostatic effect is not enhanced by the addition of thrombin, the activity of which is destroyed by the low pH of the product.

Check package integrity before use.

 **Do not use if packaging has been damaged or opened before first use.**

Do not use gauze which may have become contaminated, since the product cannot be re-sterilized.

## ADVERSE REACTIONS

May cause burning or stinging sensations due to the low pH of the product.

Do not use as a dressing for superficial wounds, as this product inhibits epithelization.

## STORAGE

Protect from direct sunlight and keep in the original packaging.

Store dry between 0°C and 10°C.

Do not use beyond the expiry date stated on the label. Browning of the gauze and tendency to crumble indicate improper storage.

## PRESENTATION

Carton containing 10 gauzes (5 x 1.25 cm).

Gauze in a double peel-pack, sterilized by gamma irradiation.

**For professional use only in the practice of dentistry.**

Distributor : SEPTODONT Ltd.

Units R & S – Orchard Business Center  
St Barnabas Close Allington, Maidstone  
Kent ME16 0JZ - UK

DE

**ZUSAMMENSETZUNG**

Gestrickte Gaze aus oxydierte Zellulose (reine Baumwolle).

**EIGENSCHAFTEN**

Das Gewebe ist weiß und lässt sich nähen oder zerschneiden, ohne dabei auszufraßen.

Wenn die Gaze mit Blut gesättigt ist, quillt es zu einer roten gallertartigen Masse auf, die die Blutung eines Blutgerinnsel unterstützt und dadurch als blutstillendes Adjuvans bei der Beherrschung von Blutungen wirkt.

Bei richtiger Anwendung in minimalen Mengen (Dosierungen) wird die Gaze resorbiert. Die bakterio-statischen/bakteriziden Eigenschaften der Gaze hemmen das Zellwachstum und die Vermehrung aerober und anaerober Bakterien. Allerdings, es ist nicht als Ersatz für die systemische Verabreichung therapeutischer oder prophylaktischer antimikrobieller Substanzen zur Eindämmung bzw. Prävention postoperativer Infektionen gedacht.

**ANWENDUNGSGEBIETE**

Hemostatisches Adjuvans für die Blutung von kapillaren und kleinen Blutgefäßen nach Zahnextraktion.

**GEGENANZEIGEN**

Nicht direkt auf ein schlecht durchblutetes Knochengewebe applizieren, da der Sauerstoffgehalt des Produktes die Kallusbildung beeinträchtigen könnte.

**ART DER ANWENDUNG**

Bei der Entnahme von Resorcell Gaze aus der Verpackung muss Steril gearbeitet werden.

Resorcell Gaze sollte nur in Menge verwendet werden, die erforderlich ist, um die Blutung zu stoppen, indem es fest an die blutende Stelle gedrückt wird.

Die Resorption hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören u.a die verwendete Menge an Gaze, der Grad der Sättigung mit Blut und das Gewebsbett. Das bedeutet dass die Gaze vorzugsweise ohne Kompression verwendet werden sollte, um ein eventueller Gewebstod zu vermeiden.

**WARNHINWEISE UND VORSICHTMASSNAHMEN**

Überschuss muss vor dem chirurgischen Wundverschluss

entfernt werden, um so die Resorption zu erleichtern und die Bildung von einer eingekapselten Zyste zu vermeiden. Die Gaze sollte trocken aufgelegt und vor der Anwendung nicht befeuchtet werden. Sie sollte nicht mit Infektionsverhütenden Mitteln oder anderen Mitteln wie Puffersubstanzen oder Blutstillenden Präparaten imprägniert werden. Die blutstillende Wirkung von Resorcell Gaze wird nicht gefördert durch den Zusatz von Thrombin, dessen Wirkung durch den niedrigen pH-Wert des Produktes zerstört wird.

Gute Beschaffenheit der Verpackung vor der Anwendung überprüfen



**Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder vor der erste Anwendung geöffnet ist.**

Eventuelle kontaminierte Gaze muss nicht verwenden, da es nicht resterilisiert werden kann.

**NEBENWIRKUNGEN**

Kann brennender und stechender Empfindungen aufgrund einem niedrigen pH-Wert des Produkts. Nicht auf oberflächlichen Wunden anwenden, da das Produkt die Epithelisierung verlangsamt.

**LAGERUNG**

Vor Sonnenlicht schützen und in der Originalverpackung lagern.

Trocken bei Temperaturen von 0-10°C lagern.

Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum verwenden.

Braunfärbung und Schrumpfelneigung der Gaze sind Zeichen unsachgemäßer Lagerung.

**DARREICHUNGSFORMEN**

Packung mit 10 Gazen (5 x 1,25 cm).

Gaze in abziehbare Blisterpackung durch Gammastrahlung sterilisiert.

**Zum ausschließlichen Verkauf an Zahnärzte.**

Vertrieb :SEPTODONT GmbH  
Felix-Wankel-St. 9  
53859 Niederkassel-Mondorf  
Deutschland

ES

**COMPOSICIÓN**

Gasa tejida de celulosa oxidada (puro algodón).

**PROPIEDADES**

Se trata de una gasa de celulosa oxidada de color blanco, que puede ser cortada sin deshilachadura. Una vez que la gasa está saturada de sangre, se hincha, transformándose en una masa gelatinosa roja que contribuye a formar un coágulo, actuando como complemento hemostático para el control de la hemorragia.

Utilizada convenientemente, en mínima cantidad, la gasa se reabsorbe en el sitio de su implantación. Sus propiedades bacterioestáticas/bactericidas inhiben el crecimiento y la multiplicación de las bacterias aerobias y anaerobias. Sin embargo, este producto no pretende sustituir a los antibióticos administrados por vía general para combatir o prevenir infecciones post-operatorias.

**INDICACIONES**

Complemento hemostático para el control de las hemorragias capilares y venosas, después de una extracción dental.

**CONTRA-INDICACIONES**

No implantar en contacto con un tejido óseo que no esté suficientemente irrigado, dado que la acidez del producto provoca un retraso en la formación del callo.

**MODO DE EMPLEO**

La apertura de los envases debe realizarse según un procedimiento estéril.

Utilizar sólo la cantidad necesaria de gasa, manteniéndola firmemente en la zona de hemorragia hasta la hemostasia. La reabsorción depende de varios factores, como la cantidad utilizada, su nivel de saturación en sangre y la naturaleza de la zona tratada. Así, la gasa debe utilizarse preferentemente sin compresión, con el fin de evitar el riesgo de necrosis de los tejidos.


**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE EMPLEO**

Retirar el excedente después de la hemostasia y antes de cerrar la herida, para facilitar la reabsorción y minimizar cualquier riesgo de formación de quiste

encapsulado.

La gasa debe utilizarse seca y no debe humedecerse antes de aplicarla. No debe impregnarse con agentes antiinfecciosos o con cualquier otra materia, como los hemostáticos o agentes tampones. Su actividad hemostática no aumenta al agregarle trombina, dado que la actividad de la trombina queda anulada por el pH ácido del producto.

Verificar la integridad del envase antes del uso.

 **No utilizar si el envase está dañado o ha sido abierto antes de la primera utilización.**

No utilizar la gasa que haya podido ser contaminada, debido a que el producto no puede ser reesterilizado.

**EFFECTOS SECUNDARIOS**

Puede provocar una sensación de ardor o de picor en razón del pH ácido del producto. No utilizar sobre heridas superficiales, este producto reduce la epitelización.

**CONSERVACIÓN**

Proteger de la luz directa del sol y conservar en el envase de origen.

Conservar en un lugar seco entre 0°C y 10°C.

No utilizar después de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta.

El cambio de color de la gasa a marrón y la tendencia a deshacerse indican que el almacenamiento es incorrecto.

**PRESENTACIÓN**

Caja conteniendo 10 gasas (5 x 1,25 cm).

Gasa en doble blíster fraccionable esterilizado con radiación Gamma.

**Producto reservado al uso profesional dental.**

Distribuidor : LABORATORIOS MAB DENTAL, S.A.  
C/ Córcega 116,  
08029 – BARCELONA ESPAÑA

PT

**COMPOSIÇÃO**

Gaze tricotada em celulose oxidada (puro algodão).

**PROPRIEDADES**

Trata-se de uma gaze de celulose oxidada de cor branca que pode ser cortada sem desfiar.

A gaze, uma vez saturada de sangue, incha, transformando-se numa massa gelatinosa vermelha que contribui para a formação de um coágulo, actuando como complemento hemostático para o controlo da hemorragia.

Quando utilizada convenientemente, numa quantidade mínima, a gaze é reabsorvida no local da implantação. As suas propriedades bacteriostáticas/bactericidas inibem o crescimento e a multiplicação de bactérias aeróbias e anaeróbias. Todavia, este produto não se destina a substituir antibióticos administrados por via geral para combater ou prevenir infeções pós-operatórias.

**INDICAÇÕES**

Adjuvante hemostático no controlo de sangramentos capilares e dos pequenos vasos, após extracção dentária.

**CONTRA-INDICAÇÕES**

Não implantar em contacto com um tecido ósseo insuficientemente irrigado, dado que a acidez do produto pode provocar um abrandamento da formação de calo.

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

A abertura dos acondicionamentos deve ser realizada ao seguir um procedimento estéril.

Utilizar apenas a quantidade necessária de gaze, mantendo-a firmemente no local até à hemostase.

A reabsorção depende de vários factores, como a quantidade utilizada, o seu nível de saturação em sangue e a natureza do local. Assim, a gaze deve preferencialmente ser usada sem compressão, de modo a evitar os riscos de necrose dos tecidos.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

Retirar qualquer excedente após a hemostase e antes do fecho do local, de modo a facilitar a reabsorção e minimizar os riscos de formação de

quisto encapsulado.

A gaze deve ser aplicada a seco e não deve ser impregnada antes da aplicação. Não deve ser impregnada com agentes anti-infecciosos ou qualquer outra matéria, como hemostáticos ou agentes tampão. A actividade hemostática não é reforçada pela adição de trombina, sendo a actividade da trombina destruída pelo pH ácido do produto.

Certificar-se de que a embalagem está intacta antes da utilização.



**Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta antes da primeira utilização.**

Não utilizar gaze que possa ter sido contaminada, dado que o produto não pode ser reesterilizado.

**EFEITOS SECUNDÁRIOS**

Pode provocar uma sensação de ardor ou picadas devido ao pH ácido do produto.

Não utilizar sobre feridas superficiais, dado que a epitelialização é abrandada por este produto.

**CONSERVAÇÃO**

Proteger da luz solar directa e conservar nas embalagens de origem.

Armazenar num local seco a uma temperatura entre 0°C e 10°C.

Não utilizar para além do prazo de validade indicado na etiqueta.

Uma tonalidade acastanhada da gaze e a tendência para a desagregação são reveladoras de um armazenamento incorrecto.

**APRESENTAÇÃO**

Caixa com 10 gazes (5 x 1,25 cm).

Gaze em duplo blister de abertura fácil esterilizado por irradiação de raios gama.

*Reservado para uso profissional dentário.*



NL

**SAMENSTELLING**

Geweven gaas van geoxideerde cellulose (zuiver katoen).

**EIGENSCHAPPEN**

Wit gaas van geoxideerde cellulose dat kan worden geknipt zonder uit te rafelen.

Wanneer het gaas verzadigd is met bloed, zwelt het op tot een rode gelatineuze massa die bijdraagt tot de vorming van een bloedstolsel, waardoor er een haemostatische effect is ter controle van de bloeding. Bij een correct gebruik, met de minimumhoeveelheid, wordt het gaas geresorbeerd op de plaats van de implantatie. De bacteriewerende/bacteriedodende eigenschappen remmen de groei en de vermenigvuldiging van aëroë en anaëroë bacteriën. Dit product is echter geen alternatief voor antibiotica die op traditionele wijze worden ingenomen om postoperatieve infecties tegen te gaan of te voorkomen.

**INDICATIES**

Dit haemostaticum wordt gebruikt voor het onder controle brengen van capillaire bloedingen en kleine arteriële bloedingen, na een tandextractie.

**CONTRA-INDICATIES**

Niet in contact brengen met een onvoldoende bevochtigd beenderweefsel want de zuurtegraad van het product kan leiden tot een vertraagde vorming van het bloedstolsel.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

De verpakking moet steriel worden geopend. Gebruik enkel de nodige hoeveelheid gaas en houd het stevig op zijn plaats totdat de bloeding stopt. De resorptie hangt af van verschillende factoren zoals de gebruikte hoeveelheid, de verzadigingsgraad met bloed en de aard van de plaats. Het gaas moet bij voorkeur zonder druk worden gebruikt om de risico's op afsterving van weefsel te voorkomen.

**WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN**

Verwijder na de hemostase en voor de dichting alle restjes om de resorptie te vergemakkelijken en ieder

risico op de vorming van een ingekapselde cyste te beperken. Het gaas moet droog worden aangebracht en mag niet gedrenkt worden alvorens het wordt gebruikt. Het mag niet gedrenkt worden in infectiewerende middelen of andere stoffen zoals bloedstelpende middelen of stoffen met bufferwerking. De haemostatische werking wordt niet versterkt door de toevoeging van trombine want het effect van trombine wordt tegengegaan door de zure pH van het product.

Controleer de integriteit van de verpakking voor gebruik.

 **Niet gebruiken wanneer de verpakking is beschadigd of is geopend voor het eerste gebruik.**

Gebruik geen gaas dat besmet kan zijn, het product kan niet opnieuw gesteriliseerd worden.

**NEVENWERKING**

Kan een branderig of stekend gevoel veroorzaken door de zure pH van het product.

Niet gebruiken voor oppervlakkige wonden, dit product vertraagt de epithelialisatie.

**BEWARING**

Beschermd houden van directe zonnestralen en in de oorspronkelijke verpakkingen bewaren.

Droog bewaren tussen 0°C en 10°C.

Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket. Een bruine kleur of het uiteenvallen van het gaas duidt op een verkeerde bewaring.

**PRESENTATIE**

Doos met 10 gazen (5 x 1,25 cm).

Gaas in afpelbare dubbele blisterverpakking, gesteriliseerd door Gammabestraling.

**Voorbehouden voor professioneel tandartsgebruik.**

Distributeur – Verdelers Benelux:

SEPTODONT NV-SA

Grondwetlann 87 Avenue de la Constitution

Brussell 1083 Bruxelles

EL

**Σύνθεση**

Πλεκτή γάζα από οξειδωμένη κυτταρίνη (αγνό βαμβάκι).

**Ιδιότητες**

Γάζα οξειδωμένης κυτταρίνης λευκού χρώματος κόβεται χωρίς να ξεφτίζει

Αφού εμποτιστεί πλήρως με το αίμα, διογκώνεται σε μία ζελατινώδη μάζα χρώματος κόκκινου που βοηθά στον σχηματισμό πηγάματος, συμπληρώνοντας την αιμοστατική δράση για τον έλεγχο της αιμορραγίας. Με σωστή χρήση, στην ελάχιστη ποσότητα, η γάζα απορροφάται στο σημείο εμφύτευσης.

Οι βακτηριοκτόνες/βακτηριοστατικές ιδιότητές της εμποδίζουν την ανάπτυξη και αναπαραγωγή των αερόβιων και αναερόβιων βακτηριδίων. Ωστόσο, αυτό το προϊόν δεν υποκαθιστά τα αντιβιοτικά που χορηγούνται δια της γενικής οδού για την καταπολέμηση ή πρόληψη των μετεγχειρητικών λοιμώξεων.

**Ενδείξεις**

Αιμοστατικό πρόσθετο για τον έλεγχο των αιμορραγιών του δέρματος και των μικρών αγγείων έπειτα από εξαγωγή δοντιών.

**Αντενδείξεις**

Να μην εφαρμόζεται σε επαφή με οστικό ιστό με κακή κυκλοφορία του αίματος, καθώς η οξύτητα του προϊόντος καθυστερεί το σχηματισμό κάλου.

**Οδηγίες χρήσης**

Το άνοιγμα της συσκευασίας πρέπει να πραγματοποιείται με αποστειρωμένο τρόπο.

Χρησιμοποιήστε μόνο την απαραίτητη ποσότητα γάζας διατηρώντας την πάνω στο σημείο μέχρι να αμείωσαστε.

Η απορρόφηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η χρησιμοποιούμενη ποσότητα, το επίπεδο εμπιστοσύμης με αίμα και τη φύση του τραύματος. Επομένως, η γάζα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση χωρίς πίεση για αποφυγή του κινδύνου νέκρωσης των ιστών.

**Προφυλάξεις κατά τη χρήση**

Αφαιρέστε τυχόν πλεόνασμα μετά την αμείωσαστε και πριν τη σύγκλειση του τραύματος για τη διευκόλυνση της απορρόφησης και την ελαχιστοποίηση οποιαδήποτε

κινδύνου σχηματισμού αιμορραγικής κύστης.

Η γάζα πρέπει να τοποθετείτε στεγνή και να μην εμβαπτίζεται πριν την εφαρμογή της. Να μην εμβαπτίζεται με υσικές κατά των λοιμώξεων ή άλλα υλικά όπως αιμοστατικά ή άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες. Η αιμοστατική δράση της δεν ενισχύεται με την προσθήκη θρομβίνης, καθώς η δράση της θρομβίνης καταστρέφεται από το οξύνη pH του προϊόντος.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι πλήρης.

**Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία έχει ανοιχθεί ή είναι φθαρμένη πριν από την πρώτη χρήση.**

Να μην χρησιμοποιείται γάζα που ενδέχεται να έχει μολυνθεί, καθώς το προϊόν δεν επαναστερνώνεται.

**Παρενέργειες**

Μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή τραβήγματος εξαιτίας του οξύνου pH του προϊόντος.

Να μην χρησιμοποιείται σε επιφανειακά τραύματα, καθώς το προϊόν καθυστερεί την αναγέννηση του επιθηλίου.

**Συντήρηση**

Να προστατεύεται από τις άμεση ηλιοφάνεια και να διατηρείται στην αρχική συσκευασία.

Φυλάσσεται σε μέρος Ξηρό μεταξύ 0°C και 10°C.

Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στην ετικέτα.

Η μεταβολή του χρώματος της γάζας σε καφέ απόχρωση και η τάση να αποσυντίθεται υποδεικνύουν εσφαλμένη συντήρηση.

**Συσκευασία**

Κυτίο που περιέχει 10 γάζες (5 x 1,25 cm).

Γάζα σε διπλή διαφανή προστατευτική συσκευασία που έχει αποστειρωθεί με ακτινοβόληση ακτινών Γάμμα.

**Για χρήση μόνο από επαγγελματίες οδοντιάτρους.**

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΕ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 157 – ΑΘΗΝΑ 11527

PL

**Skład**

Dziana, utleniona gaza celulozowa ( z czystej bawełny).

**Właściwości**

Biała, utleniona gaza celulozowa, której cięcie nie powoduje strzępienia.

Po nasączeniu krwią gaza pęcznieje, zmieniając się w czerwoną galaretowatą masę, która pomaga w tworzeniu się skrzepu, pełniąc jednocześnie rolę środka hemostatycznego w kontroli krwawienia.

Przy prawidłowym stosowaniu w małych ilościach, gaza absorbowana jest w miejscu implantacji.

Jej właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze hamują wzrost i mnożenie się komórek bakterii tlenowych i beztlenowych. Jednakże produkt ten nie może być substytutem antybiotyków stosowanych do zwalczania i zapobiegania powstawania pooperacyjnych infekcji.

**Wskazania**

Hamowanie krwawienia z naczyń włosowatych i drobnych naczyń krwionośnych po ekstrakcji zęba.

**Przeciwwskazania**

Nie stosować do implantacji do tkanki kostnej, jeśli nasączenie krwią jest niewystarczające, ponieważ kwasowość produktu zmniejsza proces powstawania kostniny.

**Instrukcje użycia**

Produkt należy wyjmować z opakowania w sposób sterylny. Należy użyć tylko taką ilość gazy, która jest niezbędna do zahamowania krwawienia, przyciskając dokładnie w miejscu krwawienia, aż do jego zatrzymania.

Absorpcja zależy od kilku czynników, od ilości zastosowanej gazy, stopnia nasączenia jej krwią, a także od właściwości miejsca krwawienia. Ponadto gaza powinna być luźno umieszczona w zębodole, aby uniknąć ryzyka powstania martwicy tkanki z powodu nadmiernego ucisku.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania**

Po zatrzymaniu krwawienia i bezpośrednio przed zamknięciem miejsca operacji usunąć nadmiar gazy, ażeby ułatwić jej absorpcję i zminimalizować ryzyko powstania otorbionej cysty.

Należy stosować suchą gazę, nie nawilżoną przed jej użyciem. Nie powinna być ona nasączana środkami przeciw zakaźnymi ani innymi środkami, takimi jak substancje buforujące i hemostatyczne. Efekt hemostatyczny gazy nie jest zwiększany poprzez dodanie trombiny, której aktywność zanika po wpływie niskiego pH produktu.

Przed użyciem należy sprawdzić szczelność opakowania.



**Nie stosować, jeśli opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte przed pierwszym użyciem.**

Nie stosować gazy, która mogła zostać zanieczyszczona, ponieważ nie może być ponownie sterylizowana.

**Działania niepożądane**

Może powodować wrażenie oparzenia lub klucia z powodu niskiego pH produktu.

Nie stosować jako opatrunków do ran powierzchniowych, ponieważ produkt hamuje tworzenie się nabłonka.

**Przechowywanie**

Chronić przed promieniami słonecznymi i przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 0°C do 10°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonym na etykiecie.

Zmiana koloru gazy na brązowy i tendencja do kruszenia się wskazują na niewłaściwe przechowywanie.

**Dostępne opakowania**

Karton zawierający 10 gaz (5 x 1,25 cm).

Gaza w podwójnym opakowaniu, sterylizowana promieniami Gamma.

**Do profesjonalnego stosowania w stomatologii.**

Przedstawiciel w Polsce

Septodont-Polska sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 35

02-953 Warszawa - POLSKA