



SeptoWedges
Interdental wooden wedges

SeptoWedges are indicated for general use in restorative procedures, with the mechanical function of adapting matrices and/or separating adjacent teeth. The SeptoWedges do not require cuts or adjustments, because its shape allows an easy insertion into the interproximal areas and ensures a perfect adaptation of the matrices.

Use: Select the most appropriate wedge size for the procedure. Insert the wedge into the interproximal space. Once the procedure is completed, the wedge must be removed.

Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. Single use only. Its reuse may cause cross contamination. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of a total isolation technique of the operatory field. The product has a sharp point and must be handled with caution to avoid risk of causing harm to the patient. Any serious incident related to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Composition: Natural: Wood. Colored: Wood and non-toxic reactive dyes.
Storage: To be stored in dry and fresh place, protected from sunlight.

Presentation:
0104020014 - SeptoWedges - 100 assorted colored units (5 sizes)
0104020015 - SeptoWedges - 100 pieces n°1 - yellow (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 pieces n° 2 - green (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 pieces n° 3 - red (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 pieces n° 4 - violet (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 pieces n° 5 - natural (16 mm)



SeptoWedges
Cales interdentaires en bois

Les SeptoWedges sont indiqués pour tout usage en procédés de restauration, avec la fonction mécanique d'adapter la matrice et/ou d'éloigner des dents voisines. Les SeptoWedges n'ont pas besoin d'être découpés ou adaptés, et assurent la fixation des matrices, proportionnant des restaurations sans excès subgingival et avec un contour parfait.

Usage: Sélectionner la cale désirée. Insérer la cale dans l'espace interproximal. Une fois la procédure conclue, la cale doit être retirée.

Avertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel. Usage unique. Toute réutilisation peut provoquer une contamination croisée. Lorsqu'il existe une allergie prouvée à un des composants, le produit ne doit pas être employé. Nous recommandons que l'utilisation du produit soit toujours accompagnée de l'isolation absolue du champ opératoire, dans la mesure où des objets libres peuvent être déglutis ou aspirés accidentellement. Le produit a un point tranchant et il doit être utilisé en veillant à ce qu'aucune lésion ne soit causée au patient. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Composition: Naturel: Bois. Coloré: Bois et colorants réactifs atoxiques.
Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière solaire.
Présentation:
0104020014 - SeptoWedges - 100 unités assortis coloré (5 tailles)
0104020015 - SeptoWedges - 100 unités n°1 - jaune (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 unités n°2 - vert (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 unités n°3 - rouge (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 unités n°4 - violet (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 unités n°5 - naturel (16 mm)



SeptoWedges
InterdentalKeile aus Holz

SeptoWedges sind für den allgemeinen Gebrauch, in restaurative Verfahren geeignet mit der mechanischen Funktion der Matrix-Anpassung und / oder angrenzende Zähne teilweise zu scheiden. SeptoWedges benötigen keine Ausschnitte oder Anpassungen, denn sein spitzes Format ermöglicht seine Einführung in die Nische und gewährleistet die Fixierung der Matrizen und verschafft Restaurationen, frei von subgingivalem Überschuss und mit perfekter Kontur.

Anwendung: Den gewünschten Keil aussuchen. Den Keil im interproximalen Raum einfügen. Nach Abschluss des Verfahrens muss der Keil entfernt werden.

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen: Beruflicher Gebrauch. Einmalgebrauch. Die Wiederverwendung kann Kreuzkontaminationen verursachen. Bei nachgewiesener Allergie gegen seine Komponente darf das Produkt nicht verwendet werden. Die Verwendung des Produkts muss stets mit der absoluten Isolierung der operativen Umgebung einhergehen, da die losen Objekte versehentlich verschluckt oder eingeatmet werden könnten. Das Produkt besitzt eine scharfe Spitze und muss so gehandhabt werden, dass keine Verletzung des Patienten verursacht wird. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden sind.

Zusammensetzung: Natürlich: Holz. Bunt: Holz und ungiftige Reaktivfarbstoffe.
Lagerung: An einem trockenen, kühlen und vor Sonnenlicht geschützten Ort aufbewahren.

Aufstellung:
0104020014 - SeptoWedges 100 Sortierte Farbige Einheiten (5 Größen)

0104020015 - SeptoWedges - 100 Einheiten n. 1 - gelb (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 Einheiten n. 2 - grün (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 Einheiten n. 3 - rot (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 Einheiten n. 4 - violett (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 Einheiten n. 5 - natürlich (16 mm)



SeptoWedges
Cuñas interdentes de madera.

Las SeptoWedges son indicadas para uso general, en procedimientos restauradores con la función mecánica de adaptar la matriz y/o alejar dientes adyacentes. Las SeptoWedges no necesitan de recortes o ajustes, pues su formato facilita su introducción en la región interdental y garantizan la adaptación de las matrices, proporcionando restauraciones libres de exceso sub-gingival y con perfecto contorno.

Uso: Seleccionar la cuña deseada. Introducir la cuña en el espacio interproximal. Una vez concluido el procedimiento la cuña debe ser removida.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto el mismo no deberá ser utilizado. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. El producto posee una extremidad puntiguada por lo que debe ser manipulado con precaución para evitar riesgo de daños al paciente. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Composición: Natural: Madera. Colorida: Madera y colorantes reactivos atóxicos.

Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar.

Presentación:
0104020014 - SeptoWedges - 100 unidades surtidas coloradas (5 tamaños)
0104020015 - SeptoWedges - 100 unidades n°1 - amarillo (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 unidades n°2 - verde (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 unidades n°3 - rojo (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 unidades n°4 - violeta (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 unidades n°5 - natural (16 mm)



SeptoWedges
Cunei interdentali in legno

I Cunei in legno SeptoWedges sono indicati per l'uso generale nelle procedure di restauro, con la funzione meccanica di adattare matrici e / o separare i denti adiacenti. I cunei in legno non richiedono tagli o regolazioni, poiché la sua forma consente un facile inserimento nelle aree interproximali e garantisce un adattamento perfetto delle matrici.

Uso: Selezionare il cuneo desiderato.Inserire il cuneo nello spazio interproximale. Una volta completata la procedura, il cuneo deve essere rimosso.

Avvertenze, precauzioni e restrizioni: Uso professionale. Monouso. Il riutilizzo può causare contaminazione incrociata. Quando si verifica una allergia comprovata a uno dei suoi componenti, il prodotto non deve essere utilizzato. Si raccomanda che l'uso del prodotto sia sempre accompagnato da isolamento assoluto del campo operatorio, poiché gli oggetti scolti possono essere ingeriti o aspirati accidentalmente. Il prodotto ha una punta acuta e deve essere maneggiato con cautela per evitare il rischio di causare dei danni al paziente. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito

Composizione: Naturale: Legno. Colorato: Legno. Coloranti reattivi atossici.
Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, protetto dalla luce solare.

Presentazione:
0104020014 - SeptoWedges - 500 pezzi assortiti (5 taglie)
0104020015 - SeptoWedges - 100 pezzi n°1 giallo - 100 pezzi (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges n° 2 verde - 100 pezzi (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges n° 3 rosso - 100 pezzi (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges n° 4 viola - 100 pezzi (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges n° 5 naturale - 100 pezzi (16 mm)



SeptoWedges
Drewniane kliny międzyzębne.

SeptoWedges są wskazane do ogólnego stosowania w zabiegach restauracyjnych, z mechaniczną funkcją adaptacji matrycy i / lub oddzielenia sąsiadujących zębów. SeptoWedges nie wymagają cięć ani regulacji, ponieważ ich kształt pozwala na łatwe wprowadzenie w obszary międzyzębne i zapewnia doskonałą adaptację matrycy.
Spółób użycia: Dobrac rozmiar klina odpowiedni do potrzeb wykonywanego zabiegu. Wprowadzić klin do przestrzeni międzyzębowej. Po zakończeniu procedury klini musi zostać usunięty.

Ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia: Tyko do profesjonalnego zastosowania. Do jednorazowego użycia. Użycie wielokrotne może być przyczyną zakażeń krzyżowych. Produkt nie może być stosowany w przypadku stwierdzenia alergii na którykolwiek z jego składników. Aby uniknąć przypadkowego połknięcia produktu, konieczne jest całkowite odizolowanie pola zabiegowego. Produkt ma ostre rogi i należy się z nim obchodzić ostrożnie, aby uniknąć ryzyka zranienia pacjenta. Każdy poważny incydent związany z wyborem narzędzia powinien być zgłoszony organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce

zamieszkania.

Skład: Naturalne: drewno. Kolorowe: drewno i nietoksyczne barwniki.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chroniącym przed światłem słonecznym.

Postać:
0104020014 - SeptoWedges - zestaw 100 sztuk - oznaczone kolorami wg wielkości (5 rozmiarów)

0104020015 - SeptoWedges - 100 sztuk n°1 - żółty (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 sztuk n°2 - zielony (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 sztuk n°3 - czerwony (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 sztuk n°4 - fioletowy (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 sztuk n°5 - naturalny (16 mm)



SeptoWedges
Náplň mezizubní dřevěné klinky

SeptoWedges se indikují pro všeobecné použití při opravných zákrocích, mají mechanickou funkci úpravy matric a/nebo oddělení sousedních zubů. SeptoWedges nevyžadují řezání nebo úpravy, protože jejich tvar umožňuje snadné vložení do interproximálních oblastí a zajišťují perfektní přispůsobení matrici.

Použití: Vyberte nejvhodnější velikost klinku pro daný zákrok. Vložte kliněk do interproximálního prostoru. Jakmile je zákrok proveden, kliněk se musí vyjmout.

Výstrahy, preventivní opatření a omezení: Pouze pro použití odborníky. Pouze pro jednorázové použití. Opakované použití může způsobit křížovou kontaminaci. Produkt se nesmí používat, pokud byla prokázána alergie na kteroukoliv ze složek. Aby nedošlo k náhodnému spolknutí produktu, je třeba před aplikací provést kompletní izolaci celého operčního pole. Produkt má ostrou hranu a musí se s ním manipulovat tak, aby pacientovi nezpůsobil léze. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výroci a příslušnému orgánu členské státy, v němž je užívátelé a/nebo pacient učen.

Složení: Přírodní materiál: Dřevo. Barevný: Dřevo a netoxické reaktivní barvy.
Skladování: Uchovávejte na chladném a suchém místě, chráňte před sluncem.

Provedení:
0104020014 - SeptoWedges - 100 Barevný různých kusů (5 velikostí)
0104020015 - SeptoWedges - 100 kusů č. 1 žlutý (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 kusů č. 2 zelený (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 kusů č. 3 červený (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 kusů č. 4 fialový (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 kusů č. 5 přírodní (16 mm)



SeptoWedges
Pene interdentalare din lemn

SeptoWedges sunt indicate pentru utilizare generală în proceduri de restaurare, având funcția mecanică de adaptare a matricilor și/sau de separare a dinților adiacenți. SeptoWedges nu necesită tăieri sau ajustări, deoarece forma lor permite o inserție ușoară în zonele interproximale și asigură adaptarea perfectă a matricelor.

Utilizare: Selectați mărimea potrivită de pană pentru procedură. Introduceți pană în spațiul interproximal. După finalizarea procedurii, pană trebuie îndepărtată.

Avertismente, precauții și restricții: Numai pentru uz profesional. Exclusiv de unică folosință. Reutilizarea poate conduce la contaminarea încrucișată. Dacă se cunoaște existența unei alergii la oricare dintre componentele sale, produsul nu trebuie utilizat. Pentru a evita inghitirea accidentală a acestui produs, este necesară aplicarea unei tehnici de izolare totală a câmpului operator. Produsul are un vârf ascuțit și trebuie manipulat astfel încât să nu se cauzeze vătămarea pacientului. Orice incident grav care a avut loc în raport cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit.

Compoziție: Culorare naturală: lemn. Colorată: lemn și vopsele reactive netoxice.

Depozitare: A se depozita într-un loc uscat și curat, ferit de lumina soarelui.

Prezentare:
0104020014 - SeptoWedges - 100 de bucati asortate de diverse culori (5 dimensiuni)
0104020015 - SeptoWedges - 100 de bucati nr. 1 - galbenă (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 de bucati nr. 2 - verde (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 de bucati nr. 3 - rosie (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 de bucati nr. 4 - violet (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 de bucati nr. 5 - naturală (16 mm)



SeptoWedges
дрвените интердентални клинове

Дървените клинове SeptoWedges се препоръчат за обща употреба в реставрационни процедури, с механична функция за адаптиране на матрици и/или разделяне на съседни зъби. Дървените клинове нямат нужда от изрязване или корекции, защото техният анатомичен формат позволява лесно вмъкване интерпроксималните участъци и гарантира перфектно фиксиране на матриците.

Употреба: Изберете най-подходящия размер на клин за процедурата. Вмъкнете клина в интерпроксималното пространство. Като приключите процедурата, клинът трябва да отстраня.

Предупреждения, предпазни мерки и ограничения: Само за професионална употреба. Само за еднократна употреба. Повторна употреба на клиновете може да доведе до кръстосано заразяване. Ако има доказана алергия към някоя от компонентите, продуктът не трябва да се използва. За да избегнете случайно гълтане на продукта е необходимо да използвате техника на пълна изолация на операционното поле. Продуктите с остър връх трябва да се манипулират внимателно, за да се избегне нараняване на пациента. Всеки сериозен инцидент във връзка с използването следва да се докладва на производителя и компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Състав: Naturalen: Дърво. Цветен: Дърво и нетоксични реaktivни багрилни вещества.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, защитено от слънчева светлина.

Представяне:
0104020014 - SeptoWedges - 100 сортирани броя - цветово кодирани (5 размера)

0104020015 - SeptoWedges n°1 жълт - 100 броя (12mm)
0104020016 - SeptoWedges n°2 зелен - 100 броя (13mm)
0104020017 - SeptoWedges n°3 червен - 100 броя (14mm)
0104020018 - SeptoWedges n°4 violeten - 100 броя (15mm)
104020019 - SeptoWedges n°5 натурален - 100 броя (16mm)



SeptoWedges
Interdentalis faékek

A SeptoWedges restaurációknál való általános használatra javasolt, a matricák adaptálására és/vagy a szomszédos fogak elválasztására, mechanikai úton. A SeptoWedges nem szükséges faragást vagy módosítást, mivel formájukból adódóan az interproximális területekre könnyedén behelyezhetők és biztosítják a matricák tökéletes adaptálását.

Használat: Válassza ki az eljáráshoz legalkalmasabb méretű éket. Helyezze be az éket az interproximális résbe. Az eljárás befejezését követően távolítsa el az éket.

Figyelmeztetések, óvintézkedések és korlátozások: Kizárólag rendelési használatra. Csak egyszeri használatra. Újratárgyszámú keresztesztést okozhat. Az alkotórészek bármelyikére allergiás paciensknél ezen termék nem alkalmazható. A termék véletlen lenyelésénél elkerüléshez teljes izolálást szükséges alkalmazni a munkaterületen. A termék ékei szúcsalag rendelkezik, ezért kezelje azt óvatosan. Ugyevelé rá, hogy ne okozzon sérülést a páciensnek. Eszközökkel kapcsolatosan előforduló súlyos váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználónak és/vagy a vállalat illetékes helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Termék-összetételentekint: Természetes: fa és nem mérgező reaktiv színezékek.

Tartolás: Száraz, hűvös, napfénytment területen tárolandó.

Termék bemutatás:
0104020014 - SeptoWedges - 100 vegyes darab (mérték alapján színrövidítve)
0104020015 - SeptoWedges 1. sárga - 100 db (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges 2. zöld - 100 db (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges 3. piros - 100 db (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges 4. lila - 100 db (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges 5. természetes - 100 db (16 mm)



SeptoWedges
Medizubné drevené kliny

SeptoWedges sa indikujú na všeobecné použitie pri opravných zákrokoch, majú mechanickú funkciu úpravy matric a/nebo oddelenie susedných zubov. SeptoWedges nevyžadujú rezanie alebo úpravy, pretože ich tvar umožňuje jednoduché vloženie do interproximálnych oblastí a zaisťujú perfektné prispôsobenie matricov.

Použitie: Vyberte najvhodnejšiu veľkosť klinku pre daný zákrok. Vložte klinok do interproximálneho priestoru. Hneď ako je zákrok vykonaný, klinok sa musí vybrať.

Výstrahy, preventívne opatrenia a obmedzenia: Iba na použitie odborníkmi. Iba na jednorázové použitie. Opakované použitie môže spôsobiť křížovú kontamináciu. Produkt sa nesmie používať, pokiaľ sa preukázala alergia na ktorúkoľvek zo zložiek. Aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu produktu, je potrebné pred aplikáciou vykonať kompletnú izoláciu celého operáčného poľa. Produkt má ostrú hranu a musí sa s ním manipulovať opatrne, aby sa eliminovalo riziko spôsobenia újry pacientovi. Prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou by mal túto udalosť ohlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

Zloženie: Prírodný materiál: Dřevo. Farebný: Dřevo a netoxické reaktivne farby.

Skladovanie: Uchovávejte na suchom a vetranom mieste, chráňte pred slnkom.

Vyhotovenie:
0104020014 - SeptoWedges - 100 různých kusov (farby podľa velikosti)
0104020015 - SeptoWedges č. 1 žltá - 100 kusov (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges č. 2 zelená - 100 kusov (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges č. 3 červená - 100 kusov (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges č. 4 fialová - 100 kusov (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges č. 5 prírodné - 100 kusov (16 mm)

