

**COMPOSITION**
Acétone, acétate d'éthyle, alcool phényléthylque, acétate d'amyle.

**INDICATIONS**
HYDROL est un agent déshydratant et dégraissant pour :
- cavités dentaires avant le remplissage
- préparation dentaire.

**PERFORMANCES**
HYDROL enlève simultanément l'humidité tout en dégraissant.
HYDROL, d'un emploi économique, résout définitivement un problème constant du praticien.

**CONTRE INDICATIONS**
Hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.
Utilisation sur dent vivante.

**EFFETS INDESIRABLES**
Réaction allergique.

**MODE D'EMPLOI**
Le champ opératoire doit être complètement isolé :
L'usage d'une digue dentaire autour de la dent est recommandé.
Utiliser un récipient adapté pour le prélèvement.
Tamponner la zone à sécher et dégraisser avec une boule de coton imbibé d'HYDROL.
Attendre quelques secondes pour une évaporation complète du liquide.

**MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI**
Danger
Contient de l'acétate d'éthyle et de l'acétone.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Consulter la fiche de données de sécurité (disponible sur demande).

**REMARQUES IMPORTANTES**
Avant l'obturation temporaire avec une pâte autodurcissante ou bien l'obturation définitive avec une résine acrylique, attendre le séchage complet de la cavité.
Ne pas appliquer une quantité excessive.
HYDROL n'est pas destiné à dégraisser les gencives, sur lesquelles il produit une sensation de brûlure, en cas d'application prolongée.

Refermer soigneusement le flacon après chaque utilisation.

**PRESENTATIONS**
Bouteille contenant 45 mL de solution
Bouteille contenant 250 mL de solution

Pour information :
On estime que le contenu de la bouteille contenant 45 ml de solution assure une moyenne de 1956 utilisations.
On estime que le contenu de la bouteille contenant 250 ml de solution assure une moyenne de 10869 utilisations.

***Réservé à l'usage professionnel en médecine bucco-dentaire***

**COMPOSITION**
Acetone, Ethyl acetate, Phenylethyl alcohol, Amyl acetate.

**INDICATIONS**
HYDROL is a dehydrating and degreasing agent for:
- dental cavities before filling
- dental preparation.

**PERFORMANCES**
HYDROL simultaneously removes moisture and all traces of grease.
HYDROL is economical in use and permanently solves one of the practitioner's constant problems.

**CONTRA INDICATIONS**
Hypersensitivity to any component of the formulation.
Use on vital teeth.

**ADVERSE EVENTS**
Allergic reaction.

**INSTRUCTIONS FOR USE**
The operative field should be completely isolated: the use of a rubber dam around the tooth is recommended.
Use the adapted container for the sampling.

Dab the area to be dried and degreased with a cotton ball soaked in HYDROL.

Wait a few seconds for complete evaporation of the liquid.

**WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE**
Danger
Contains ethyl acetate and acetone.
Highly flammable liquid and vapour.
Causes serious eye irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Refer to safety data sheet (available upon request).

**IMPORTANT REMARKS**
Before filling the tooth with a temporary self-curing paste or a permanent acrylic resin filling material, wait until the cavity is completely dry.
Do not apply excessive amount of HYDROL.
HYDROL is not designed for degreasing the gingival mucosa, as prolonged application may cause a burning sensation.
Carefully close the bottle after use.

**PRESENTATION**
Bottle containing 45 mL of solution
Bottle containing 250 mL of solution

For information:
The content of the bottle containing 45 mL of solution is estimated to ensure an average of 1956 uses.
The content of the bottle containing 250 mL of solution is estimated to ensure an average of 10869 uses.

***For professional dental use only***

**COMPOSICIÓN**
Acetona, acetato de etilo, alcohol feniletílico, acetato de pentilo.

**INDICACIONES**
HYDROL es un agente deshidratante y desengrasante para:
- cavidades dentales antes del relleno
- preparación dental

**PROPIEDADES**
HYDROL elimina simultáneamente la humedad y los restos de grasa.
HYDROL es rentable y resuelve definitivamente uno de los problemas continuos de los dentistas.

**CONTRAINDICACIONES**
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
Indicado para dientes vitalizados.

**EFECTOS SECUNDARIOS**
Reacción alérgica.

**INSTRUCCIONES DE USO**
Aislar completamente la zona a tratar, por ejemplo, poniendo un dique de goma alrededor del diente.
Utilizar un recipiente adaptado para la muestra.
Con un algodón impregnado de HYDROL, untar la zona que se quiere secar y desengrasar.
Esperar unos segundos a que el líquido se evapore por completo.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO**
Peligro
Contiene acetato de etilo y acetona.
Líquido y vapores muy inflamables.
Puede producir serios daños en los ojos.
Puede causar somnolencia o mareo.
Consultar la hoja de seguridad del producto (disponible bajo demanda).

**OBSERVACIONES IMPORTANTES**
Antes de efectuar una obturación temporal con una pasta autoendurecedora o una obturación definitiva con una resina acrílica, espere a que la cavidad esté completamente seca.
No aplicar demasiada cantidad de HYDROL.
HYDROL no está destinado a desengrasar la mucosa gingival, por lo que su uso prolongado puede producir sensación de quemazón de las encías.
Cerrar bien el frasco después de cada uso.

**PRESENTACIÓN**
Frasco de 45 ml de solución
Frasco de 250 ml de solución

Para su información:
El contenido del frasco de 45 ml de solución está previsto para 1956 usos.
El contenido del frasco de 250 ml de solución está previsto para 10869 usos.

***Solo para uso dental profesional***

**ZUSAMMENSETZUNG**
Aceton, Ethylacetat, Phenylethylalkohol, Amylacetat.

**INDIKATIONEN**
HYDROL ist eine Lösung zur Trocknung und Entfettung:
- für Zahnkavitäten vor einer Füllung
- zur Vorbehandlung von Zähnen

**EIGENSCHAFTEN**
HYDROL entfernt Feuchtigkeit und alle Fettspuren.
HYDROL ist wirtschaftlich im Verbrauch und löst eines der häufig vorkommenden Behandlungsprobleme.

**GEGENANZEIGEN**
Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.
Anwendung an vitalen Zähnen.

**NEBENWIRKUNGEN**
Allergische Reaktion.

**GEBRAUCHSANWEISUNG**
Der zu behandelnde Zahn sollte komplett isoliert sein.
Wir empfehlen die Verwendung eines Kofferdams.
Für die Entnahme der Lösung z. Bsp. ein Dappingglas verwenden.
Ein Wattepellet in der Lösung tränken und in die Kavität legen.
Nach einigen Sekunden verdunstet die Lösung komplett.

**WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN**
Gefahr
Enthält Ethylacetat und Aceton.
Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann Schläfrigkeit oder Schwindel hervorrufen.
Siehe Sicherheitsdatenblatt (auf Anforderung erhältlich).

**WICHTIGE HINWEISE**
Vor der temporären oder definitiven Füllung warten, bis die Kavität komplett trocken ist.
HYDROL darf nicht überdosiert werden.
HYDROL ist nicht für die Entfettung der gingivalen Mukosa geeignet, da eine Anwendung über einen längeren Zeitraum ein brennendes Gefühl hervorrufen kann.
Die Flasche nach dem Gebrauch sorgfältig verschließen.

**DARREICHUNG**
Flasche mit 45 ml Lösung
Flasche mit 250 ml Lösung

Zur Information:
Der Flascheninhalt 45 ml Lösung ist ausreichend für etwa 1.959 Anwendungen.
Der Flascheninhalt 250 ml Lösung ist ausreichend für etwa 10.869 Anwendungen.

***Ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch***

**COMPOSIÇÃO**
Acetona, Acetato de etilo, Álcool fenetílico, Acetato de amilo.

**INDICAÇÕES**
HYDROL é um agente desidratante e desengordurante para:
- cavidades dentais antes do enchimento
- preparação dental.

**DESEMPENHO**
HYDROL remove simultaneamente a humidade e todos os restos de gordura.
Utilizzare l'apposito contenitore di campionamento.
Tamponare l'area da asciugare e sgrassare con un batuffolo di cotone imbevuto di HYDROL.
Attendere qualche secondo fino alla completa evaporazione del liquido.

**AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO**
Pericolo
Contiene acetato di etile e acetone.
Liquido e vapore altamente infiammabili.
Provoca gravi irritazioni oculari.
Può provocare sonnolenza e capogiri.
Vedere la scheda di sicurezza (disponibile su richiesta).

**OSSERVAZIONI IMPORTANTI**

Prima di riempire il dente con un materiale autopolimerizzante provvisorio o una resina acrilica permanente, attendere fino alla completa asciugatura della cavità.

**EVENTOS ADVERSOS**

Reação alérgica.

**INSTRUÇÕES DE USO**
O campo de operação deve ser completamente isolado: o uso de um dique de borracha em torno do dente é recomendado.

Utilizar o recipiente adequado para a amostragem.
Pincelar a área a secar e desengordurar com um chumaço de algodão embebido em HYDROL;
Aguardar alguns segundos até à completa evaporação do líquido.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE USO**
Perigo
Contém acetato de etilo e acetona.
Líquido e vapor altamente inflamáveis.
Causa irritação ocular severa.
Pode causar torpor ou tontura.
Consultar a ficha de dados de segurança (disponível mediante pedido).

**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**
Antes de preencher o dente com uma pasta temporária de autocura ou um material de enchimento permanente de resina acrílica, aguardar até que a cavidade esteja completamente seca.
Não aplicar uma quantidade excessiva de HYDROL.
HYDROL não é adequado para desengordurar a mucosa gengival, visto que a sua aplicação prolongada pode causar uma sensação de queimadura.
Fechar cuidadosamente o frasco após o uso.

**APRESENTAÇÃO**
Frasco contendo 45 ml de solução
Frasco contendo 250 ml de solução

Informação:
O conteúdo do frasco de 45 ml é calculado para assegurar um máximo de 1956 utilizações.
O conteúdo do frasco de 250 ml é calculado para assegurar um máximo de 10.869 utilizações.

***Unicamente para uso dental profissional***

**COMPOSIZIONE**
Acetone, acetato di etile, alcol feniletílico, acetato di amile.

**INDICAZIONI**
HYDROL è un agente sgrassante e deidratante utilizzato per:
- cavità dentali prima del riempimento
- preparazioni dentali.

***Gevaar*** 
Bevat ethylacetaat en aceton.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (verrijgbaar op aanvraag).

**WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK**
Gevaar
Bevat ethylacetaat en aceton.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (verrijgbaar op aanvraag).

**BELANGRIJKE OPMERKINGEN**

Voor het obturenvan de tand met een tijdelijke zelfuithardende pasta of permanente acrylharsvulmateriaal wachten tot de holte volledig droog is.
Breng geen overmatige hoeveelheid HYDROL aan.
HYDROL is niet ontworpen voor het ontvetten van het gingivale slijmvlies, daar langdurige applicatie een branderig gevoel kan veroorzaken.
Sluit zorgvuldig het flesje na gebruik.

**CONTRINDICAZIONI**
Hipersensibilità a uno dei componenti della formula.
Da usare su denti vitali.

***Effetti collaterali*** 
Reazione allergica.

**ISTRUZIONI PER L'USO**
Isolare completamente l'area da trattare collocando una diga di gomma attorno al dente.
Utilizzare l'apposito contenitore di campionamento.
Tamponare l'area da asciugare e sgrassare con un batuffolo di cotone imbevuto di HYDROL.
Attendere qualche secondo fino alla completa evaporazione del liquido.

**AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO**
Pericolo
Contiene acetato di etile e acetone.
Liquido e vapore altamente infiammabili.
Provoca gravi irritazioni oculari.
Può provocare sonnolenza e capogiri.
Vedere la scheda di sicurezza (disponibile su richiesta).

**OSSERVAZIONI IMPORTANTI**

Prima di riempire il dente con un materiale autopolimerizzante provvisorio o una resina acrilica permanente, attendere fino alla completa asciugatura della cavità.

Non applicare una quantità eccessiva di HYDROL.
HYDROL non è adatto allo sgrassaggio della mucosa gengivale, in quanto l'applicazione prolungata può produrre una sensazione di bruciore.
Chiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.

**PRESENTAZIONE**
Flacone da 45 ml
Flacone da 250 ml

Per conoscenza:
Il contenuto del flacone da 45 ml corrisponde ad una media di 1.956 applicazioni.
Il contenuto del flacone da 250 ml corrisponde ad una media di 10.869 applicazioni.

***Prodotto destinato esclusivamente all'uso dentistico***

**SAMENSTELLING**
Aceton, ethylacetaat, fenylethylalcohol, amylacetaat.

**INDICATIES**
HYDROL is een dehydraterings- en ontvettingsmiddel voor:

- caviteiten vóór het obtureren
- tandheelkundige preparaties.

**PRESTATIES**
HYDROL verwijderd gelijkzijdig vocht en alle sporen van vet.

HYDROL is zuinig in gebruik en biedt een oplossing voor één van de permanente problemen in de tandartsenpraktijk.

**CONTRA-INDICATIES**
Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de formulering
Gebruik op vitale tanden.

**BIJWERKINGEN**
Allergische reactie.

**GEBRUIKSAANWIJZING**
Het operatiegebied moet volledig worden geïsoleerd: het gebruik van een rubberdam rond de tand wordt aanbevolen.

Gebruik een aangepast recipiënt voor de toepassing.
Dep de zone die moet worden gedroogd en ontvet met een watje gedrenkt in HYDROL.
Wacht een paar seconden voor volledige verdamping van de vloeistof.

**WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK**
Gevaar
Bevat ethylacetaat en aceton.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (verrijgbaar op aanvraag).

**WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK**
Gevaar
Bevat ethylacetaat en aceton.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (verrijgbaar op aanvraag).

**BELANGRIJKE OPMERKINGEN**

Voor het obturenvan de tand met een tijdelijke zelfuithardende pasta of permanente acrylharsvulmateriaal wachten tot de holte volledig droog is.

Breng geen overmatige hoeveelheid HYDROL aan.
HYDROL is niet ontworpen voor het ontvetten van het gingivale slijmvlies, daar langdurige applicatie een branderig gevoel kan veroorzaken.
Sluit zorgvuldig het flesje na gebruik.

**CONTRINDICAZIONI**
Hipersensibilità a uno dei componenti della formula.
Da usare su denti vitali.

***Effetti collaterali*** 
Reazione allergica.

**ISTRUZIONI PER L'USO**
Isolare completamente l'area da trattare collocando una diga di gomma attorno al dente.

Utilizzare l'apposito contenitore di campionamento.
Tamponare l'area da asciugare e sgrassare con un batuffolo di cotone imbevuto di HYDROL.

Attendere qualche secondo fino alla completa evaporazione del liquido.

**AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO**
Pericolo
Contiene acetato di etile e acetone.
Liquido e vapore altamente infiammabili.
Provoca gravi irritazioni oculari.
Può provocare sonnolenza e capogiri.
Vedere la scheda di sicurezza (disponibile su richiesta).

**OSSERVAZIONI IMPORTANTI**

Prima di riempire il dente con un materiale autopolimerizzante provvisorio o una resina acrilica permanente, attendere fino alla completa asciugatura della cavità.

**SKŁAD**
Aceton, octan etylu, alkohol fenylotetylowy, octan amylu.

**WSKAZANIA**
HYDROL to środek odwadniający i odtłuszczający przeznaczony do:

- pielęgnacji ubytków w zębach przed wypełnieniem

- przygotowywania zabiegów dentystycznych.

**DZIAŁANIE**
Produkt HYDROL usuwa równocześnie wilgoć i wszelkie pozostałości tłuszczów.

HYDROL jest ekonomiczny w użyciu i trwale rozwiązuje jeden z uporczywych problemów najczęściej spotykanych przez lekarzy.

**PRZECIWWSKAZANIA**
Nadwrażliwość na jeden ze składników produktu.
Używanie na zębach żywych.

**DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**
Reakcja alergiczna.

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

Pole zabiegu należy całkowicie odseparować: zalecane jest użycie gumowego koferdamu dookoła zęba.
Próbki umieszczać w odpowiednim pojemniku.
Wacikiem nasączonym środkiem HYDROL delikatnie przetrzeć miejsce, które ma zostać osuszone i odtłuszczone.
Zaczekać kilka sekund do całkowitego odparowania płynu.

**OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**

Niebezpieczeństwo
Zawiera octan etylu i aceton.

Wysoco łatwopalna ciecz i opary.
Powoduje poważne podrażnienie oczu.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Patrz: karta charakterystyki (dostępna na żądanie).

**WAŻNE UWAGI**

Przed wypełnieniem zęba tymczasową masą samoutwardzalną lub trwałą akrylową masą żywiczną należy zaczekać, aż jama ubytku będzie całkowicie sucha.
Nie stosować nadmiernej ilości produktu HYDROL.
HYDROL nie jest przeznaczony do odtłuszczania błon śluzowych dziąseł, ponieważ stosowany przez dłuższy czas może spowodować uczucie pieczenia.
Dokładnie zamknąć butelkę po użyciu.

**OPAKOWANIE**

Butelka zawierająca 45 ml roztworu
Butelka zawierająca 250 ml roztworu

Informacja:
Zawartość butelki zawierającej 45 ml roztworu powinna wystarczyć średnio na 1956 użycia.

Zawartość butelki zawierającej 250 ml roztworu powinna wystarczyć średnio na 10869 użycia.

***Wyłącznie do profesjonalnego stosowania w praktyce dentystycznej***

**ΣΥΝΘΕΣΗ**

Ακετόνη, οξικός αιθυλεστέρας, φαινυλαιθυλική αλκοόλη, οξικός αμυλεστέρας.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Το HYDROL είναι ένας παράγοντας αφυδάτωσης και απολίπανσης για:
- οδοντικές κοιλιότητες πριν από το σφράγισμα
- οδοντική παρασκευή.

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Το HYDROL αφαιρεί ταυτοχρόνως την υγρασία και όλα τα ίχνη λίπους.
Το HYDROL είναι οικονομικό στη χρήση και επιλύει οριστικά ένα από τα μόνιμα προβλήματα των οδοντιάτρων.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό του σκευάσματος.

Χρήση σε δόντια που διατηρούν τη ζωτικότητα τους.

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ**
Αλλεργική αντίδραση.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Το πεδίο της επέμβασης θα πρέπει να είναι πλήρως απομονωμένο: συνιστάται η τοποθέτηση ελαστικού διαφράγματος γύρω από το δόντι.
Χρησιμοποιήστε τον προσαρμοσμένο περιέκτη για τη δειγματοληψία.

Ταμπονάρετε την περιοχή που θα στεγνώθει και θα απολιπανθεί με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο με HYDROL.

Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να εξατμιστεί πλήρως το υγρό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**
Κίνδυνος

Περιέχει οξικό αιθυλεστέρα και ακετόνη.
Ιδιαίτερα εύφλεκτο υγρό και ατμός.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Ενδέχεται να προκαλέσει υπηγλία ή ζάλη.
Ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας (διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος).

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Προτού σφραγίσετε το δόντι με μια προσωρινή πάστα αυτόματης σκλήρυνσης ή υλικό σφραγίσματος μόνιμης τοποθέτησης από ακρυλική ρητίνη, περιμένετε οσότου η κοιλιότητα να στεγνώσει τελείως.

Μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα HYDROL.
Το HYDROL δεν έχει σχεδιαστεί για την απολίπανση του ουλικού βλεννογόνου, καθώς η παρατεταμένη εφαρμογή ενδέχεται να προκαλέσει αίσθηση καύσου.
Κλείνετε προσεκτικά τη φιάλη μετά τη χρήση.

**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ**

Φιάλη που περιέχει 45 ml διαλύματος

Φιάλη που περιέχει 250 ml διαλύματος

Προς ενημέρωση:
Το περιεχόμενο της φιάλης που περιέχει 45 ml διαλύματος εκτιμάται ότι διασφαλίζει κατά μέσο όρο 1956 χρήσεις.
Το περιεχόμενο της φιάλης που περιέχει 250 ml διαλύματος εκτιμάται ότι διασφαλίζει κατά μέσο όρο 10869 χρήσεις.

***Αποκλειστικά για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση***

**СЪСТАВ**

Ацетон, етил ацетат, фенилетилол алкохол, амил ацетат.

**ПОКАЗАНИЯ**

HYDROL е дехидратиращ и обезмасляващ агент за:
- дентални кавитети преди obtурация
- дентална обработка и подготовка.

**ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ**
HYDROL едновременно отстранява влагата и всички следи от мазнина.
HYDROL е икономичен при употреба и решава един от постоянните проблеми на практиката.

***Прототип*** 
Προτού σφραγίσετε το δόντι με μια προσωρινή πάστα αυτόματης σκλήρυνσης ή υλικό σφραγίσματος μόνιμης τοποθέτησης από ακρυλική ρητίνη, περιμένετε οσότου η κοιλιότητα να στεγνώσει τελείως.

Μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα HYDROL.
Το HYDROL δεν έχει σχεδιαστεί για την απολίπανση του ουλικού βλεννογόνου, καθώς η παρατεταμένη εφαρμογή ενδέχεται να προκαλέσει αίσθηση καύσου.
Κ

**KONTRAINDIKATIONER** Overfølsomhet over for en bestanddel af indholdet. Brug på vitale tænder.

**BIVIRKNINGER** Allergisk reaktion.

**BRUGSANVISNING** Operationsfeltet skal være fuldstændigt isoleret: det anbefales at bruge kofferdam omkring tanden. Brug den tilpassede beholder til væsken. Dup området, der skal tørres og affedtes, med en vatpellet dyppet i HYDROL. Vent et par sekunder, til væsken er fuldstændigt fordampet.

**ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN**

Fare Indeholder ethylacetat og acetone. Væske og damp er yderst brandfarlige. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Se sikkerhedsdatabladet (fås på anmodning).

**VIGTIGE BEMÆRKNINGER** For fyldning af tanden med et midlertidigt selvhærdende materiale eller et permanent resinholdigt fyldningsmateriale skal du vente, indtil kaviteten er helt tørt. Undgå at bruge for store mængder HYDROL. HYDROL er ikke beregnet til affedning af mundslimhinden, da længerevarende brug kan give en brændende fornemmelse. Luk forsigtigt flasken efter brug.

**PRÆSENTATION** Flaske med 45 ml opløsning
Flaske med 250 ml opløsning

Til information: Indholdet af flasken med 45 ml opløsning skønnes at række til gennemsnitligt 1956 anvendelser. Indholdet af flasken med 250 ml opløsning skønnes at række til gennemsnitligt 10869 anvendelser.

<i><b>Kun til professionel tandpleje</b></i>
<span></span>
<b>(ET)</b>

**KOOSTIS** Atsetoon, etüülatsetaat, fenüületüülalkohol, amüülatsetaat.

**NÄIDUSTUSED**
HYDROL-i kasutatakse rasvast ja veest puhastamiseks: - kaviteetideli enne täitmist - hamba ettevalmistamisel

**OMADUSED**
HYDROL eemaldab samaaegselt niiskuse ja ka rasvajäägid.

HYDROL-i kasutamine on ökonoomne ja lahendab lõplikult arsti ühe püsiprobleemi.

**VASTUNÄIDUSTUSED**
Ülitundlikkus toote mistahes koostisosa suhtes. Kasutada hammastel, millel ei ole tehtud juureravi.

**KÕRVALNÄHUD**
Allergiline reaktsioon.

**KASUTUSJUHEND**
Töödeldav ala peab olema täielikult isoleeritud: hamba ümber on soovitatav asetada kofferdam. Proovimiseks kasutage vastavaks otstarbeks sobivat anumat.

Tupsutage töödeldavat piirkonda HYDROL-i lahusesse kastetud vatitampooniga. Oodake paar sekundit, kuni vedelik on täielikult aurustunud.

**HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL**
Ohtlik Sisaldab etüülatsetaati ja atsetooni. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Ärritav silmadele. Aurud võivad põhjustada uimasust või peapööritust. Lugege ohutusertifikaati (saadaval nõudmisel).

**OLULISED MÄRKUSED**
Enne hamba täitmist ajutage isekõvastuva täidise või püsiva akrüülvaigust täitematerjaliga oodake, kuni kaviteet on täiesti kuiv.

Ärge kandke peale liiga suurt kogust HYDROL. HYDROL ei ole ette nähtud rasva eemaldamiseks limaskestalt, kuna pikem kokkupuude võib põhjustada põletustunnet. Pärast kasutamist sulgege pudel hoolikalt.

**PAKEND**
45 ml pudel
250 ml pudel

Teabeks
45 ml pudeli sisust jätkub keskmiselt 1956 kasutuskorrakks.
250 ml pudeli sisust jätkub keskmiselt 10 869 kasutuskorrakks.

***Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis***

<b>(FI)</b>
-------------

**KÄYTTÖAIHEET**
HYDROL on kosteutta ja rasvaa poistava valmiste seuraaviin tarkoituksiin:
- hampaan ontelon ennen täyttöä
- hampaan preparointiin.

**SUORITUSKYKY**
HYDROL poistaa samanaikaisesti kosteuden ja kaikki rasvajäänteet.
HYDROL on riitoisa valmiste, joka ratkaisee pysyvästi yhden kaikkien hammaslääkärien tavanomaisista ongelmista.

**VASTA-AIHEET**
Yliherkkyys jollekin koostumuksen sisältämälle aineosalle.
Käyttö vitailleille hampaille.

**HAITTAVAIKUTUKSET**
Allerginen reaktio

**KÄYTTÖOHJEET**
Toimenpidealue on eristettävä kokonaan: hampaan ympärillä on suositeltavaa käyttää kofferdamkumia. Käytä näytteenottoon sopivaa astiaa. Kostuta vanutuppo HYDROL illa ja taputtele käsiteltävä alue tupolla kosteuden ja rasvan poistamiseksi. Odota muutama sekunti, jotta neste haihtuu täydellisesti.

**VAROITUKSET JA VAROTOIMET**
Vaara Sisältää etyyliasetaattia ja asetonia. Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta (saatavana pyynnöstä).

**TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA**
Anna ontelon kuivua täysin ennen kuin täytät hampaan itsekovuttavalla pastalla tai pysyvällä akryylihartisäytteellä. Älä levitä HYDROL ia liiallista määrää. HYDROL ei ole tarkoitettu rasvan poistoon ikenien limakalvoilta, koska pitempään vaikuttaessaan se voi aiheuttaa kirvelyä. Sulje pullo huolellisesti käytön jälkeen.

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**
Pullo, joka sisältää 45 ml liuosta
Pullo, joka sisältää 250 ml liuosta

Tiedoksi:
45 ml:n pullon sisällön arvioidaan riittävän keskimäärin 1956 käyttökertaan.
250 ml:n pullon sisällön arvioidaan riittävän keskimäärin 10869 käyttökertaan.

***Vain hammaslääketeieteelliseen ammatikäyttöön***

<b>(HU)</b>
-------------

**ÖSSZETÉTEL**
Aceton, etil-acetát, feniletil-alkohol, amil-acetát.

**JAVALLATOK**
A HYDROL szárító és zsirtalanító szer:
Gæti valdið höfga eða svima.

- kavítások kezelése tömés előtt
- preparáció kezelése.

**MŰKÖDÉSE**
A HYDROL egyszerűen távolítja el a nedvességet és minden zsímaradékot.
A HYDROL használatra gazdaságos, és tartós megoldást nyújt a fogorvosok egyik állandó problémájára.

**ELLENJAVALLATOK**
A készítmény bármely összetevőjére való túlérzékenység. Élő fogon való használata.

**MELLÉKHATÁSOK**
Allergiás reakció.

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**
A beavatkozás területét kofferdámmal izolálni kell. Használja az edény adagolóját. HYDROL átitatott vattagömböccal nyomkodással törölje át a kavitást. Várjon néhány másodpercig, míg az oldat teljesen elpárolog.

**FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÖVINTÉZKEDESEK**
Vigyázat
Etil-acetátot és acetont tartalmaz. Fokozottan tűzveszélyes folyadék és kigőzölgés. Szűlyos szemirritációt okoz.
Almosságot vagy szédülést okozhat.
Olvassa el a biztonsági adatlapot (kérésre beszerezhető).

**FONTOS MEGJEGYZÉSEK**
Önkeményedő ideiglenes tömőanyag és akrilát alapú tömések behelyezése előtt várja meg, míg az üreg teljesen kiszárad. Ne használjon túl sok HYDROL anyagot. A HYDROL nem alkalmazható a gingiva zsirtalanítására, mivel hosszabb érintkezés esetén égő érzést kelt az ínben. Használat után gondosan zárja vissza az üveget.

**KISZERELÉS**
45 ml oldatot tartalmazó üveg
250 ml oldatot tartalmazó üveg

További információk:
A 45 ml oldatot tartalmazó flakon tartalma átlagosan 1956 használatra alkalmas.
A 250 ml oldatot tartalmazó flakon tartalma átlagosan 10869 használatra alkalmas.

<i><b>Kizárólag fogászati felhasználásra</b></i>
<span></span>
<b>(IS)</b>

**SAMSETNING**
Asetón, etýl asetat, fenýletýl alkóhól, amýl asetat.

**ÁBENDINGAR**
HYDROL er þurrkandi og fituhreinsandi efni fyrir:
- holur í tönnum áður en þær eru fylltar
- tannundurþuning.

**EIGINLEIKAR**
HYDROL fjarlægir samtímis raka og alla fitu.
HYDROL er hagkvæmt í notkun og leysir varanlega eitt af viðvarandi vandamálum tannlækna.

**FRÁBENDINGAR**
Ofurnæmni gegn einhverjum af innihaldsefnumun. Notkun á lífandi tennur.

**AUKAVERKANIR**
Ofnæmisviðbrögð.

**NOTKUNARLEIÐBEININGAR**
Einangra verður algerlega svæðið sem á að meðhöndla: mælt er með gummidúk í kringum tönnina. Notið viðeigandi ílát við notkun. Klappið á svæðið sem á að þurrka og fituhreinsa með bomullarhnoðra vættum í HYDROL. Biðið í nokkrar sekúndur eftir að vökvinn gufi alveg upp.

**ADVARANIR OG VARÚÐARRÁÐSTAFANIR FYRIR NOTKUN**
Hættu
Inniheldur etýl asetat og asetón. Afar eldfimur vöki og gufa. Veldur alvarlegri eringu í augum. Gæti valdið höfga eða svima.

Lesið öryggisblaðið (fáanlegt gegn beiðni).

**MIKILVÆGAR ATHUGASEMDIR**
Áður en tönnin er fyllt með tímabundnu sjálfhárðnandi kremi eða varanlegu plastfyllingarefni, verður að biða þar til holan er alveg þurr. Ekki má nota of mikið af HYDROL á tönnina. HYDROL er ekki hannað til að fituhreinsa slímhúð í munni, þar sem að langvarandi sneirting getur valdið brunatíflingningu.
Lokið flöskunni vandlega eftir notkun.

**FRAMSETNING**
Flaska með 45 ml af lausn
Flaska með 250 ml af lausn

Til upplýsingar:
Áætlað er að innihald 45 ml flöskunnar nægi til notkunar í 1956 skipti að meðaltali.
Áætlað er að innihald 250 ml flöskunnar nægi til notkunar í 10869 skipti að meðaltali.

***Notist aðeins við faglærðar tannlækningar***

<b>(LT)</b>
-------------

**SUDÉTIS**
Acetonas, etilo acetatas, feniletilo alkoholis, amilo acetatas.

**INDIKACIJOS**
HYDROL dehidratacijos ir nuriebalinimo preparatas, skirtas:
- danties ertmėms prieš plombavimą
- danties preparavimui.

**VEIKIMO SAVYBĖS**
HYDROL tuo pačiu metu pašalina drėgmę ir visus riebalų likučius.
HYDROL naudoti ekonomiška, jis patikimai padeda išspręsti problemą, su kuria dantų gydytojai susiduria kasdien.

**KONTRAINDIKACIJOS**
Didelis jautrumas sudėtinėms dalims. Naudoti gyviems dantims.

**ŠALUTINIS POVEIKIS**
Alerginė reakcija.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**
Darbinė sritis turi būti visiškai izoliuota – tam rekomenduojama naudoti koferdamą. Mėginiams naudokite atskirą talpą. Nusausinamą ir nuriebalinamą sritį patepkite vatos pagaliuku, pamirkytu HYDROL preparate. Palaukite kelis sekundes, kad skystis visiškai išgaruotų.

**ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS**
Pavojingai!
Sudėtyje yra etilo acetato ir acetono. Labai degus skystis ir garai. Stipriai dirgina akis. Gali sukelti mieguistumą ir svaigimą. Išsamiau žr. saugos duomenų lapą (pateikiama gavus prašymą).

**SVARBIOS PASTABOS**
Prieš užpildydami dantį kietėjančia pasta ar nuolatiniu akrilo dervos mišiniu, palaukite, kol ertmė bus visiškai sausa. Nenaudokite didelio kiekio preparato. HYDROL nėra skirtas dantenu gleivinės nuriebalinimui, nes ilgas preparato poveikis gali sukelti deginimo jausmą. Po naudojimo sandariai uždarykite buteliuką.

**FORMA**
Buteliukas su 45 ml tirpalo
Buteliukas su 250 ml tirpalo

Informacija:
45 ml talpos buteliuke esančio tirpalo turi užtekti iki 1956 tepimų.
250 ml talpos buteliuke esančio tirpalo turi užtekti iki 10869 tepimų.

***Tik profesionaliam dantų gydymui***

<b>(LV)</b>
-------------

**SASTĀVS**
Acetons, etilacetāts, fenilētilspirts, amilacetāts.

**NORĀDĪJUMI**
HYDROL ir dehidrējošs un attaukojošs preparāts, kas paredzēts:
- zobu dobumu apstrādei pirms aizpildīšanas;
- zobu sagatavošanai.

**DARBĪBA**
HYDROL vienlaicīgi noņem mitrumu un visus taukus. HYDROL ir ekonomisks lietošanā un pilnībā atrisina vienu no problēmām, ar kurām sastopas ārsti.

**KONTRINDIKĀCIJAS**
HYDROL ir dehidrējošs un attaukojošs preparāts. Izņemšana vitāliem zobiem.

**BLAKUSPARĀDĪBAS**
Alerģiska reakcija.

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**
Operācijas vietai jābūt pilnībā izolētai: apkārt zobam ieteicams izmantot koferdamu. Paraugu ņemšanai izmantojiet adaptētu konteineru. Apstrādājiet zonu, kuru nepieciešams izžavēt un attaukot, ar vates tamponu, kas samitrināts HYDROL preparātā. Uzgaidiet dažas sekundes, lai ļautu šķidrūmam pilnībā iztvaikoties.

**BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ**
Birstami
Satur etilacetātu un acetonu. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Skatiet drošības datu lapu (pieejama pēc pieprasījuma).

**SVARĪGAS PIEZĪMES**
Pirms zoba aizpildīšanas ar pagaidu pašcietējošu pastu vai pastāvīgu akrila sveķu pildījuma materiālu, uzgaidiet līdz dobums būs pilnīgi sauss. Nelietojiet HYDROL pārmerīgā daudzumā. HYDROL nav paredzēts smaganu gļotādas attaukošanai, jo ilgstošs kontakts var radīt dedzinošu sajūtu. Pēc lietošanas cieši aizveriet pudelīti.

**IĒPAKOJUMA VEIDS**
Pudelīte, kas satur 45 ml šķīduma
Pudelīte, kas satur 250 ml šķīduma

Informācija:
Pudelītes, kas satur 45 ml šķīduma, saturs paredzēts aptuveni 1956 lietošanas reizēm.
Pudelītes, kas satur 250 ml šķīduma, saturs paredzēts aptuveni 10 869 lietošanas reizēm.

<i><b>Paredzēts tikai profesionālai lietošanai stomatoloģijā</b></i>
<span></span>
<b>(NO)</b>

**SAMMENSETNING**
Aceton, etylacetat, fenyletyl-alkohol, amylacetat.

**INDIKASJONER**
HYDROL er et dehydrerings- og avfettingsmiddel for:
- tannkaviteter før fylling
- tannpreparering.

**EGENSKAPER**
HYDROL fjerner samtidig fuktighet og alle spor av fett.
HYDROL er økonomisk i bruk og løser et av tannlegens konstante problemer på en permanent måte.

**FORMA**
Buteliukas su 45 ml tirpalo
Buteliukas su 250 ml tirpalo

Informacija:
45 ml talpos buteliuke esančio tirpalo turi užtekti iki 1956 tepimų.
250 ml talpos buteliuke esančio tirpalo turi užtekti iki 10869 tepimų.

**ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER VED BRUK**
Fare
Inneholder etylacetat og aceton. Svært brannfarlig væske og damp. Forårsaker alvorlig øyerrittasjon. Kan forårsake søvnlighet eller svimmelhet. Se sikkerhetsdatabladet (tilgjengelig på anmodning)

**VIKTIGE MERKNADER**
Før man fyller tannen med midlertidig, selvhærdende masse eller permanent akrylharpiks, må man vente til kaviteten er fullstendig tørr. Ikke bruk for store mengder HYDROL. HYDROL er ikke beregnet på avfetting av tannkjøttets slimhinne, da langvarig påføring kan fore til svie. Lukk flasken godt etter bruk.

**PRESENTASJON**
Flaske med 45 ml løsning
Flaske med 250 ml løsning

For informasjon:
Innholdet i flasken med 45 ml anslås å gi gjennomsnittlig 1956 gangers bruk.
Innholdet i flasken med 250 ml anslås å gi gjennomsnittlig 10 869 gangers bruk.

***Kun til faglig bruk***

<b>(RO)</b>
-------------

**COMPOZIȚIE**
Acetonă, acetat de etil, alcool feniletilic, acetat de amid.

**INDICAȚII**
HYDROL este un agent de deshidratare și degresare, creat pentru:
- cavităȚi dentare înainte de umplere
- pregătire dentară.

**PERFORMANȚE**
HYDROL elimină simultan umezeala și toate urmele de grăsime.
HYDROL are o utilizare economică și rezolvă permanent un dintre problemele constante ale specialistului.

**KONTRINDICAȚII**
Hipersensibilitate la oricare dintre componentele formulei.
Utilizare pe dinȚii vitali.

**EVENIMENTE ADVERSE**
Reacție alergică.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**
Câmpul de operare trebuie să fie complet izolat: este recomandat aplicarea unui mașon de cauciu în jurul dintelui.
UtilizaȚi recipientul adaptat pentru prelevarea eșantioanelor.
ȘtergeȚi zona care trebuie uscată și degresată cu un tampon de bumbac înmuiat în HYDROL.
AșteptaȚi câteva secunde pentru evaporarea completă a lichidului.

**OBSAH BALENIA**
Flaštička obsahuje 45 ml roztoku.
Flaštička obsahuje 250 ml roztoku.

Informácie:
Obsah flaštičky pozostáva zo 45 ml roztoku a odhaduje sa, že posluží v priemere na 1 956 použití.
Obsah flaštičky pozostáva z 250 ml roztoku a odhaduje sa, že posluží v priemere na 10 869 použití.

**AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE**
Pericol
ConȚine acetat de etil și acetonă.
Lichid și vapori foarte inflamabili.
Produce iritarea gravă a ochilor.
Poate provoca somnolență sau amețeală.
ConsultaȚi fișa tehnică de securitate (disponibilă la cerere).

**OBSERVAȚII IMPORTANTE**
Înainte de a umple dintele cu o pastă temporară cu autoîntărire sau cu un material de umplere permanentă cu rășină acrilică, așteptaȚi până când cavitatea este complet uscată.
Nu aplicaȚi o cantitate excesivă de HYDROL.
HYDROL nu este conceput pentru degresarea mucoasei gingivale, deoarece aplicarea prelungită poate produce o senzaȚie de arsură.
După utilizare, închideȚi flaconul cu atenȚie.

**PREZENTARE**
Flacon cu 45 ml de soluȚie
Flacon cu 250 ml de soluȚie

**BRUKSANVISNING**
Operasjonsfeltet skal isoleres fullstendig. De anbefales å bruke en kofferdam rundt tannen. Fyll produkt i den tilpassede beholderen. Bruk en bomullsdott fuktet med HYDROL til å påføre produkt på området som skal tørkes og avfettes. Vent noen sekunder til væsken har fordampet helt.

Pentru informaȚii:
Se estimează că flaconul de 45 ml poate asigura o medie de 1.956 utilizări.
Se estimează că flaconul de 250 ml poate asigura o medie de 10.869 utilizări.

<b>(SK)</b>
-------------

**ZLOŽENIE**
Acetón, etylacetát, fenyletyl alkohol, amylacetát.

**INDIKÁCIE**
HYDROL je dehydratačný a odmastovaci prípravok na:
- kavity v zuboch pred zaplombovaním,
- preparáciu zuba.

**VLASTNOSTI**
HYDROL odstraňuje vlhkosť a zároveň všetky stopy maziava.
HYDROL je úsporný pri používaní a natrvalo vyrieši jeden z konštantných problémov lekárov.

**KONTRAINDIKÁCIE**
Hypersenzitíva na ktorúkoľvek zložku prípravku.
Používať na živých zuboch.

**NEŽIADÚCE ÚČINKY**
Alergická reakcia.

**POKYNY NA POUŽITIE**
Operačné pole by malo byť úplne izolované – okolo zubov sa odporúča použiť koferdam.
Na odber vzoriek použite prispôbenú nádobku.
Oblasť, ktorú chcete vysušiť a odmasťiť, poklepkávajte vatovými tampónmi namočenými v prípravku HYDROL.
Niekolko sekúnd počkajte, kým sa kvapalina úplne nevyparí.

**VAROVANJA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ**
Nebezpečenstvo
Obsahuje etylacetát a acetón.
Vysokohorľavá kvapalina a výparý.
Spôsobuje vážne poranenie očí.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Pozrite kartu bezpečnostných údajov (k dispozícii na požiadanie).

**DOLEŽITÉ POZNÁMKY**
Pred naplnením zuba dočasnu samoliečiacou pastou alebo trvalou výplnou z akrylovej živice počkajte, kým kavita úplne nevyschne.
Nepoužívajte nadmerné množstvo HYDROL.
HYDROL nie je určený na odmastenie sliznice ďasien, pretože jeho dlhšietravjúca aplikácia môže spôsobiť pocit pálenia.
Po použití flaštičku starostlivo zatvorte.

**OBSAH BALENIA**
Flaštička obsahuje 45 ml roztoku.
Flaštička obsahuje 250 ml roztoku.

Informácie:
Obsah flaštičky pozostáva zo 45 ml roztoku a odhaduje sa, že posluží v priemere na 1 956 použití.
Obsah flaštičky pozostáva z 250 ml roztoku a odhaduje sa, že posluží v priemere na 10 869 použití.

**AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE**
Pericol
ConȚine acetat de etil și acetonă.
Lichid și vapori foarte inflamabili.
Produce iritarea gravă a ochilor.
Poate provoca somnolență sau amețeală.
ConsultaȚi fișa tehnică de securitate (disponibilă la cerere).

**OBSERVAȚII IMPORTANTE**
Înainte de a umple dintele cu o pastă temporară cu autoîntărire sau cu un material de umplere permanentă cu rășină acrilică, așteptaȚi până când cavitatea este complet uscată.
Nu aplicaȚi o cantitate excesivă de HYDROL.
HYDROL nu este conceput pentru degresarea mucoasei gingivale, deoarece aplicarea prelungită poate produce o senzaȚie de arsură.
După utilizare, închideȚi flaconul cu atenȚie.

**PREZENTARE**
Flacon cu 45 ml de soluȚie
Flacon cu 250 ml de soluȚie

**BRUKSANVISNING**
Operasjonsfeltet skal isoleres fullstendig. De anbefales å bruke en kofferdam rundt tannen. Fyll produkt i den tilpassede beholderen. Bruk en bomullsdott fuktet med HYDROL til å påføre produkt på området som skal tørkes og avfettes. Vent noen sekunder til væsken har fordampet helt.

**AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE**
Pericol
ConȚine acetat de etil și acetonă.
Lichid și vapori foarte inflamabili.
Produce iritarea gravă a ochilor.
Poate provoca somnolență sau amețeală.
ConsultaȚi fișa tehnică de securitate (disponibilă la cerere).

**PREZENTARE**
Flacon cu 45 ml de soluȚie
Flacon cu 250 ml de soluȚie

**KONTRAINDIKÁCIE**
Preobčutljivost na katero koli sestavino.

Uporaba na živih zobeh.

**NEŽELENI UČINKI**
alergijska reakcija

**NAVODILA ZA UPORABO**
Operacijsko območje je treba popolnoma izolirati: priporočamo, da okoli zoba namestite gumijasto opno. Uporabite ustrezno posodico za vzorčenje. Z vatno kroglico, namočeno v HYDROL tapkajte območje, ki ga želite osušiti in razmastiti. Počakajte nekaj sekund, da tekočina popolnoma izhlapi.

**OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI**
Nevarnost
Vsebuje etil acetat in aceton. Zelo vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča resno draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Glejte varnostni list izdelka (na voljo po naročilu).

**POMEMBNE OPOMBE**
Preden zob zapolnite z začasno pasto za samostojno zdravljenje ali trajnim polnilom iz akrilne smole, počakajte, da se votlina popolnoma posuši. Ne nanosite preveč izdelka HYDROL. HYDROL ni oblikovan za razmasčevanje sluznice dlesni, saj dolgotrajna uporaba lahko povzroči pekoč občutek. Po uporabi stekleničko dobro zaprite.