

# DENTAPEN

*Exclusief van Septodont*

de **IDEALE PARTNER** voor  
uw tandheelkundige praktijk



**DENTAPEN,  
DE ELEKTRONISCHE SPUIT  
VOOR TANDHEELKUNDIGE ANESTHESIE  
VAN DE NIEUWSTE GENERATIE.**

- Voldoet aan de wensen van uw praktijk: kwalitatief en veelvuldig injecteren de hele dag door.
- Voldoet aan de wensen van uw patiënten: minder pijn en angst dankzij de geruststellende presentatie.
- Beantwoordt aan uw gewoontes: eenvoudige en comfortabele bediening (zonder training), compatibel met elke naald, zowel standaard injectiegreep als pengreep.

MANAGING  
PAIN FOR  
**YOUR**  
PRACTICE



**CCLAD-TECHNOLOGIE \***

# GETEST EN GOEDGEKEURD DOOR TANDARTSEN

- Een opmerkelijke vermindering van pijn is aangetoond bij het gebruik van een elektronische spuit\*\*.

**96** %  uit een steekproef van 50 tandartsen die een palatale injectie kregen, gaf de voorkeur aan een elektronische spuit in plaats van een manuele spuit.

- **Het gevoel van pijn verminderde** met de helft tot twee derde in vergelijking met een standaard manuele spuit.

\* Computer Controlled Local Anesthesia Device

\*\*Hochman MN, Chiarello D, Hochman CB, Lopatkin R, Pergola S. Computerized Local Anesthesia Delivery vs. Traditional Syringe Technique. *NY State Dent J.* 1997;63:24-9.



**GEEN OPLEIDING NODIG**

## 5 INTUÏTIEVE KNOPPEN AAN DE VINGERTOPPEN



- **Activeringspunt**  
Automatische aspiratie



- **Aan / Uit**  
en indicator voor het batterijniveau



- **Snelheidskeuze**  
Snel: 1 ml / 30 sec. | Medium: 1 ml / 60 sec. | Traag: 1 ml / 90 sec.



- **Moduskeuze**
  - Intraligamentmodus: de laagste snelheid met maximaal vermogen
  - Progressieve modus: de doorstroming van de anesthesievloeistof stijgt geleidelijk en constant.



- **Terugkeren**  
Terug naar de vertrekpositie en invoeren van de volgende cartridge



# MOEITELOZE INJECTIE

Perfect passend bij uw voorkeuren



**Ergonomisch en licht**



**Compatibel**  
met de naald van uw keuze



**Twee handgrepen mogelijk:**  
zoals een standaard injectie-  
spuit of met een pengreep



STANDAARDGREEP



PENGREEP

# PRAKTISCH

Richt al uw aandacht op de injectie



**Geen snoer**  
Minimaliseert de druk  
op hand en naald




**Geen console**  
Ruimtebesparend



**Geen voetbediening**  
Richt alle aandacht op de injectie

VOOR U



VOOR UW PATIËNTEN

# PIJNLOZE INJECTIE

Voldoet aan de wensen van uw patiënten



**Constance doorstroming**  
2 standen



**3 snelheden**



**Klein en modern**  
Minder angst voor  
de injectie

## WERELDMARKTLEIDER IN PIJNBEHEER

Septodont, altijd vooraanstaand in de tandheelkundige wereld, biedt een breed scala aan producten en diensten om uw patiënten een pijnloze injectie te geven.

Septodont innoveert opnieuw met Dentapen: de ideale partner voor uw tandheelkundige praktijk.



### GEEN DURE VERBRUIKSPRODUCTEN



Vingergrepen



Cartridgehouders



Batterijen



Wegwerphulzen



Alle verbruiksproducten worden ook afzonderlijk verkocht.  
Vingergrepen en cartridgehouders moeten na gebruik worden gesteriliseerd.



[www.septodont.nl](http://www.septodont.nl)

MANAGING  
PAIN FOR  
**YOUR**  
PRACTICE

