

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST



TWIST
EN U BENT
BESCHERMD!



MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE



PRIKACCIDENT: EEN SIGNIFICANT RISICO

De Wereldgezondheidsorganisatie schatte in dat van de 35 miljoen gezondheidswerkers jaarlijks 3 miljoen mensen wegens een prikaccident blootgesteld worden aan ziekteverwekkers die via het bloed worden overgedragen.*



GEZONDHEID

Ongeveer 40% van de HBV- en HCV-infecties en 2,5% van de HIV-infecties van gezondheidswerkers zijn te wijten aan beroepsmatige blootstelling aan scherpe voorwerpen.*



KOSTEN

De kosten voor een gezondheidsinstelling in geval van een prikaccident zijn ongeveer € 632 (tussen € 168 en € 1.430).**



WETGEVING

Veel gezondheidsinstellingen hebben een wetgeving ter preventie van prikaccidenten ingevoerd die de toepassing van veiligheidsprocedures, het gebruik van veiligheidsvoorzieningen en het verbod op recappen vereist.

* WHO, The world health report 2002 – Reducing Risks, Promoting Healthy Life, 2002

** Mannocci A, De Carli G, Di Bari V, et al. How Much do Needlestick Injuries Cost? A Systematic Review of the Economic Evaluations of Needlestick and Sharps Injuries Among Healthcare Personnel. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2016;37(6):635–646. doi:10.1017/ice.2016.48

EEN INTUÏTIEF NIEUW GEPATENTEERD DESIGN

Slechts 2 stappen zijn voldoende
voor een veilige montage


ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

Een beveiligd slot


1.

Breng de pinnen van het
handvat in de inkepingen
van de cilinder aan



2.

Draai de vingergrip
om deze te sluiten



Vind de belangrijkste details in de gebruiksaanwijzing

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

VEILIG & EENVOUDIG

- > **Beschermt** u en uw personeel tegen prikaccidenten
- > **Voldoet** aan de laatste regelgeving
- > **Intuïtief** systeem
- > Verkrijgbaar met **steriel wegwerphandvat** of met **steriliseerbaar handvat**

Passieve of actieve aspiratie:

veiligheid voor de patiënt

Transparante beschermhoes:


aspiratie is duidelijk zichtbaar

Schuivende beschermende huls:

bescherming tegen prikaccidenten

Twee verschillende posities:


eerste houdpositie (omkeerbaar)
definitieve sluitpositie (onomkeerbaar)



EEN LANG BEWEZEN DOELTREFFENDHEID

Een studie toonde aan dat Ultra Safety Plus, toen het in een tandheelkundige school werd geïntroduceerd, een belangrijke succesfactor was voor het voorkomen van prikaccidenten.

FREQUENTIE VAN PRIKACCIDENTEN



Met Ultra Safety Plus daalde het aantal prikaccidenten van gemiddeld 11,8 naar 0 letsels per 1.000.000 gewerkte uren.⁽¹⁾

(1) J.M Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001 ; 190; 88-92.

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST



1 DOOS VAN 100 STERIELE NAALDEN
+ 1 AUTOCLAVEERBAAR HANDVAT



1 DOOS VAN 50 STERIELE NAALDEN



1 DOOS VAN 50 STERIELE HANDVATEN



1 AUTOCLAVEERBAAR HANDVAT

LENGTE

GAUGE

KLEURCODE

X KORT - 12 MM

30 G



KORT - 21 MM

30 G




KORT - 25 MM

30 G



LANG - 35 MM

27 G



Bezoek onze website voor meer informatie:
www.septodont.be – www.septodont.nl

