

# NEW Septodont hydraulisch tijdelijk restauratiemateriaal



*Cimpat W*  
*Cimpat P*



# Cimpat W & Cimpat P

## Hydraulisch tijdelijk restauratiemateriaal


Voor gebruik als tijdelijk vulmateriaal. Hydraulische tijdelijke restauratiematerialen bestaan uit calciumsulfaat: het verhardt bij contact met het speeksel in de mondholte <sup>(1)</sup>

### Samenstelling

Co-polymeer, Zinkoxide, Calciumsulfaat

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarden
<b>Pastatextuur</b>	Gemakkelijke aan te brengen en te verwijderen	Optimalisatie tandarts tijd
<b>Hydraulisch tijdelijk restauratiemateriaal</b>	Hermetische afdichting van de holte Uitstekende stabiliteit na uitharding	Doeltreffende en gemakkelijke tijdelijke vulling
<b>Twee beschikbare kleuren</b>	Kan voor anterieure en posterieure tanden worden gebruikt	Handig in gebruik

- Wordt hard bij contact met mondvocht
- Uithardingstijd: 30 min <sup>(2)</sup>



(1) Thu, Khaing & Aye, Khin & Htang, Aung. (2013). In vitro study of Coronal Leakage of Four Temporary Filling Material

(2) Test certificate #16-02-005 issued by Dental Devices Testing & Evaluation Center Yonsei University, College of Dentistry

### Distributeur:

**Septodont NV - SA** - Grondwetlaan 87 - 1083 Brussel - België

Tel. : +32 (0)2 425 60 37 - Fax : +32 (0)2 425 36 82

Bezoek onze website voor meer informatie: [www.septodont.be](http://www.septodont.be) - [www.septodont.nl](http://www.septodont.nl)

