

NIEUW  
Septodont  
**EDTA 17%**  
**spoelmiddel**



***Largal +***

EDTA 17% chelaatoplossing  
voor wortelkanaal




# Largal+ krachtige chelaatoplossing EDTA (17%)

Indicaties:

- kalkificaties los maken
- smeerlaag verwijderen
- Laat instrumentatie (kanaalvorming) en debridement toe in een nauw/verkalkt wortelkanaal naar de apex toe.

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarden
<b>17% EDTA</b>	Verwijdering van smeerlaag, dentine oplosbaarheid	Mogelijkheid om een groter aantal zijdelingse kanalen te obtureren Verwijdert anorganisch materiaal
<b>Minder alkalische oplossing (pH 8,5)</b>	Geoptimaliseerde chelatie	Biedt optimale prestaties voor een goede reiniging van het wortelkanaal



Irrigatie is een belangrijke stap voor een succesvolle wortelkanaalbehandeling.

Wat is het doel van de irrigatie? Oplossen van pulpaweefsel en desinfectie. De combinatie van de juiste oplossingen in een specifieke volgorde is noodzakelijk om maximaal bij te dragen aan het succes van de endodontische behandeling.

(1) Guivarc'h, Maud & Soler, Thomas & Pérez, Fabienne & Bukiet, Frédéric. (2015). Mise en forme canalaire et irrigation. 32.

**Distributeur:**

**Septodont NV - SA** - Grondwetlaan 87 - 1083 Brussel - België

Tel. : +32 (0)2 425 60 37 - Fax : +32 (0)2 425 36 82

Bezoek onze website voor meer informatie:

[www.septodont.be](http://www.septodont.be) - [www.septodont.nl](http://www.septodont.nl)

