



Septodont Gutta-Percha: voor snelle en gemakkelijke obturatorie van wortelkanalen

Septodont papierpunten: een aanvullend productassortiment voor de voorbereiding en irrigatie van wortelkanalen



Septodont Gutta-Percha



Septodont papierpunten

Gerelateerd product:



Bioroot™ RCS
Bioactieve minerale wortelkanaalcement

Gerelateerde producten:



Parcan N
NaOCI

R4+
CHX 2%

Largal+
EDTA 17%



Canal + Cream
EDTA-crème

Verdeler:

Septodont NV/SA - 87 Grondwetlaan - 1083 Ganshoren - België

www.septodont-nl.be

Volg ons op de sociale media:    



NIEUW Septodont



Gutta- percha

Papier- punten



Gutta-Percha punten

Papierpunten




Septodont Gutta-Percha

De gekalibreerde Gutta Percha punten kunnen worden gebruikt voor uw standaard obturatie techniek. De combinatie van Septodont Gutta-Percha en Bioroot™ RCS wortelkanaalafsluiter maakt gemakkelijke, veilige en snelle obturatie van wortelkanalen mogelijk.

Eigenschappen	Voordelen	Werking
Gekalibreerde lengtemarkering	Kan worden aangepast aan de lengte van het wortelkanaal	Vermijdt dat u voorbij de apex gaat
Uitstekende radiopaciteit	Goed zichtbaar op röntgenfoto's	Eenvoudige follow-up
Kleeft niet	Netjes af te snijden met schaar	Gebruiksvriendelijk
ISO-gestandaardiseerd	Geschikt voor ISO-gestandaardiseerde vijlen en instrumenten	Gebruiksvriendelijk

Kenmerken:

Kalibratie Gutta-Percha punten



24 mm
22 mm
20 mm
19 mm
18 mm
16 mm

Klasse: IIa
Houdbaarheid: 4 jaar

Presentaties Gutta-Percha punten


Schuifdoos		
2% kegelvorm, 120 eenheden	4% kegelvorm, 60 eenheden	6% kegelvorm, 60 eenheden
○ 15.02	-	-
● 20.02	● 20.04	● 20.06
● 25.02	● 25.04	● 25.06
● 30.02	● 30.04	● 30.06
● 35.02	● 35.04	● 35.06
● 40.02	-	-
● 50.02	-	-
Endo-box (Assortiment)		
2% kegelvorm, 240 eenheden	4% kegelvorm, 240 eenheden	6% kegelvorm, 240 eenheden
60x20, 60x25, 60x30, 60x35	60x20, 60x25, 60x30, 60x35	60x20, 60x25, 60x30, 60x35

Septodont papierpunten

De gekalibreerde papierpunten worden gebruikt om vocht uit het kanaal te verwijderen na de voorbereiding en irrigatie van wortelkanalen. Ze vormen een aanvulling op: Canal+ Cream, Parcan N, Largal+ en R4+.

Eigenschappen	Voordelen	Werking
Gekalibreerde lengtemarkering	Kan worden aangepast aan de lengte van het wortelkanaal	Vermijdt dat u voorbij de apex gaat
Zeer stevig en absorberend	Droogt de holte goed	Efficiënt
Gesteriliseerd met gammastralen	100 % gesteriliseerd	Gemoedsrust voor de tandarts
ISO-gestandaardiseerd	Geschikt voor ISO-gestandaardiseerde vijlen en instrumenten	Gebruiksvriendelijk

Kenmerken:

Kalibratie papierpunten	
	<ul style="list-style-type: none"> — 24 mm — 22 mm — 20 mm — 19 mm — 18 mm — 16 mm
	Klasse: IIa Houdbaarheid: 4 jaar

Presentaties papierpunten		
Schuifdoos		
2% kegelvorm, 200 eenheden	4% kegelvorm, 100 eenheden	6% kegelvorm, 100 eenheden
○ 15.02	-	-
● 20.02	● 20.04	● 20.06
● 25.02	● 25.04	● 25.06
● 30.02	● 30.04	● 30.06
● 35.02	● 35.04	● 35.06
● 40.02	-	-
● 50.02	-	-
Endo-box (Assortiment)		
2% kegelvorm, 400 eenheden	4% kegelvorm, 240 eenheden	6% kegelvorm, 240 eenheden
100x20, 100x25, 100x30, 100x35	60x20, 60x25, 60x30, 60x35	60x20, 60x25, 60x30, 60x35