

# SeptoAccessories

Vanaf nu. Elke dag. SeptoAccessoires.





# Index

## INSTRUMENTEN

<b>Septo</b> Contact .....	4
<b>Septo</b> Compo Shape.....	6
<b>Septo</b> Cure.....	8

## AFWERKEN & POLIJSTEN

<b>Septo</b> Discs .....	10
<b>Septo</b> Wheels PX.....	12
<b>Septo</b> Polisher.....	14
<b>Septo</b> Fipo Strip .....	16
<b>Septo</b> Diamond Strip.....	18
<b>Septo</b> Diamond Paste.....	20

## MATRIJZEN

<b>Septo</b> Matrix Cervical.....	22
<b>Septo</b> Matrix Sectional.....	24

## WIGGEN

<b>Septo</b> Wedges .....	26
---------------------------	----

## ISOLATIE

<b>Septo</b> Tape.....	28
------------------------	----

## PROFYLAXE

<b>Septo</b> Prophy Strip.....	30
--------------------------------	----

# INSTRUMENTEN

## SeptoContact

### INSTRUMENTEN VOOR DE RECONSTRUCTIE VAN CONTACTPUNTEN

#### INDICATIES

Well-chosen instrumentation influences the effectiveness and ergonomics of dentists' work. SeptoContact is a very practical instrument designed to easily reconstruct consistent and precise contact points in composite restoration procedures.

#### KENMERKEN EN VOORDELEN

De garantie voor het reconstrueren van een perfect contactpunt in een herhaalbaar "driestaps" -protocol.

- Eén instrument voor grote holtes (L) en één voor kleine holtes (S).
- Elk instrument heeft een distale en een mesiale tip.
- Doorschijnende instrumenten laten lichtuitharden toe; geschikt voor sterilisatie.



#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING

SeptoContact: 2 instrumenten, elk met een distale en mesiale tip

**SeptoContact**  
Instrumenten



# INSTRUMENTEN

## SeptoCompo Shape


### SILICONENBORSTELS VOOR COMPOSITVORMING

#### INDICATIES

Siliconenborstels, SeptoCompo Shape, zijn perfect geschikt voor het nauwkeurig en succesvol modelleren van directe en indirecte restauraties. Eenvoudige manipulatie, aanpassing van opeenvolgende lagen en de mogelijkheid om elk composiet te manipuleren. Wat betreft de hechting zijn dit de onbetwistbare voordelen van deze instrumenten. Elke beweging met SeptoCompo Shape vormt het composiet gemakkelijk in de ideale, anatomische vorm van de vulling.

#### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Hiermee kunnen lijnen en markeringen tussen de samengestelde lagen worden vermeden die worden veroorzaakt door de laagtechniek
- Vormt gladde oppervlakken met een aanzienlijke tijdsbesparing voor posterieure afwerking en polijsten
- Beschikbaar in twee versies, met harde en zachte tips, voor optimale resultaten ongeacht de composiet die wordt gebruikt
- Tips beschikbaar in 4 verschillende vormen, waardoor ze kunnen worden toegepast op een breed scala aan klinische situaties
- SeptoCompo Shape is door de siliconen tips geschikt voor sterilisatie



#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING

SeptoCompo Shape:

2 instrumenten + 8 siliconen tips (zacht / hard)

SeptoCompo Shape navulling: 4 zachte siliconen tips

SeptoCompo Shape navulling: 4 harde siliconen tips



**Septo**Compo Shape  
Instrumenten



# INSTRUMENTEN

## SeptoCure


### INSTRUMENTEN OM COMPOSITIETEN TE CONDENSEREN

#### INDICATIES

SeptoCure is speciaal ontworpen om de aanpassing te verbeteren en de efficiëntie van polymerisatie van tandheelkundige composieten te verbeteren in gebieden met moeilijke directe toegang. Lekkage van Klasse II vullingen in het gebied van gingivale contactwanden zal aanzienlijk worden verminderd zodra de tandarts een instrument gebruikt dat idealiter het licht van de polymerisatie-eenheid geleidt en de aanpassing van het composiet verbetert. Dankzij SeptoCure zal het directe composiet vul- en lijmsysteem volledig gebogen zijn, wat niet alleen een uitstekende integriteit betekent, maar ook geoptimaliseerde mechanische eigenschappen.

#### FEATURES AND BENEFITS

- Ontwikkeld om lekkage van harsen in klasse II-restauraties te voorkomen en te minimaliseren
- Hecht niet aan het composiet tijdens de polymerisatie
- Doorschijnend instrument maakt effectiever uitharden van composiet mogelijk door middel van lichttransmissie door de punt van het instrument
- Maakt juiste composietaanpassing mogelijk naar de basis van de holte
- Geschikt voor sterilisatie.




#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING

SeptoCure: 2 instrumenten, 4 verschillende tips



**SeptoCure**  
Instrumenten



# AFWERKEN & POLIJSTEN

## SeptoDiscs

### AFWERK- EN POLIJSTSCHIJVEN VOOR COMPOSITEN

#### INDICATIES

Met SeptoDiscs kunnen de belangrijkste details van het oppervlak worden bereikt: gladheid en glans!

**De beste flexibiliteit:** biedt gemakkelijke toegang tot alle proximale en interproximale oppervlakken.

**Verminderde dikte:** vergemakkelijkt de toegang tot moeilijke gebieden en maakt eenvoudig contouren en afwerken van proximale oppervlakken mogelijk.

**Hoogwaardig eindeffect:** minimale oppervlakteruwheid, hoogglans.

**Hoog schuurvermogen:** betere eindafwerking resulteert in een kortere tijd, gemakkelijke verwijdering van alle overtollige composiet



#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING

SeptoDiscs-set: 120 schijven + SeptoDiscs-doorn  
( $\varnothing$  1/2": 20x grof, 20x medium, 20x fijn, 20x extra-fijn,  
 $\varnothing$  3/8": 10x grof, 10x medium, 10x fijn, 10x extra-fijn)

SeptoDiscs Assortiment van navulling  $\varnothing$  1/2":  
50 schijven (15x grof, 15x medium, 10x fijn,  
10x extra-fijn)

SeptoDiscs Grof navulling  $\varnothing$  1/2": 50 schijven

#### FEATURES AND BENEFITS

- Handige, duurzame en eenvoudige toepassing
- Pop-on doorn systeem, eenvoudige en snelle installatie van de schijven en de inversie van het schuuroppervlak voor mesiale en distale posities
- Ultrafijne schijven zijn zeer flexibel en veelzijdig. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Vier kleurgecodeerde grofheden, verkrijgbaar in de maten 1/2 "en 3/8"



##### BESCHRIJVING

SeptoDiscs doorn: 1 stuk

SeptoDiscs Assortiment van navulling  $\varnothing$  3/8":  
50 schuurschijven

SeptoDiscs grove navulling  $\varnothing$  3/8": 50 schuurschijven

# SeptoDiscs

Afwerken & Polijsten



## AFWERKEN & POLIJSTEN

### SeptoWheels PX

#### GEÏMPREGNEERDE VILTSCHIJVEN

##### INDICATIES

Het uitvoeren van de perfecte vulling vereist vaardigheid, ideale materialen en betrouwbare instrumenten. Om een uniek eindresultaat van polijsten te bereiken, zijn de SeptoWheels PX viltstijven een onmisbaar element!

Licht dat vanaf het oppervlak reflecteert, geeft het gewenste resultaat van een natuurlijk ogende reconstructie. SeptoWheels PX viltstijven zijn samengesteld uit natuurlijke wol geïmpregneerd met schurende polijstpasta, die geactiveerd wordt met een paar druppels water.

##### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Uitstekend effect tijdens het laatste polijsten, d.w.z. natuurlijk glanzende oppervlakken
- Biedt mooie, witte en heldere tanden na whitening procedures
- Geïmpregneerd met ultrafijne gedehydrateerde polijstpasta, geactiveerd met slechts een paar druppels natuurlijk water
- Beschikbaar in 9,5 mm



##### VERPAKKING

###### BESCHRIJVING

SeptoWheels PX\*:

12 geïmpregneerde viltwielen + SeptoPlus doorn

SeptoPlus doorn: 1 stuk

\*SeptoPlus doorn vereist

# SeptoWheels PX

Afwerken & Polijsten



## AFWERKING & POLIJSTEN

### SeptoPolisher

#### SILICONEN POLIJSTMATERIALEN VOOR COMPOSITEN, GLASIONOMEREN EN AMALGAMEN

##### INDICATIES

SeptoPolisher biedt een verkort klinisch proces bij het werken met siliconenpolijstmachines.

Afhankelijk van de toegepaste druk is het mogelijk om zowel afwerking als polijsteffecten te hebben met slechts één tool. Meer druk uitoefenen versterkt de effectiviteit van de afwerkingsfase. Gebruik minder kracht om de gewenste polijstkwaliteit te verkrijgen, wat resulteert in een glad en helder emailachtig oppervlak.

##### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Eén siliconen polisher is voldoende om de gewenste afwerking en polijsten van de restauratie te bereiken, wat tijd en schurende materialen tijdens de procedure bespaart
- Polisher met hoge weerstand kunnen meerdere keren worden gebruikt en zijn geschikt voor sterilisatie
- Beschikbaar in 3 vormen: 'kegel', 'schijf' en 'beker'



##### VERPAKKING

###### BESCHRIJVING

SeptoPolisher \* Diverse vulling:  
8 stks. + SeptoPlus-doorn (3x kegel, 3x schijf, 2x kop)  
SeptoPlus Doorn: 1 stuk

\*SeptoPlus-doorn vereist

# SeptoPolisher

Afwerken & Polijsten



## AFWERKEN & POLIJSTEN

### SeptoFipo Strip

#### ALUMINIUMOXIDEPOLYESTERSTRIPS


##### INDICATIES

SeptoFipo-strips zijn aangewezen voor de afwerking en het polijsten van de proximale vlakken van samengestelde restauraties.

Gebruik het neutrale midden om de strip in de proximale ruimte te plaatsen. Start de restauratie met de medium korrel (grijs) kant en vervolgens polijsten met de fijne (witte kleur) kant.

##### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Medium en fijne korrels gescheiden door een neutrale ruimte voor een gemakkelijkere plaatsing door het contactpuntgebied, zonder het te schaden
- Beschikbaar in 2,5 mm en 4,0 mm breed



##### VERPAKKING

###### BESCHRIJVING

SeptoFipo-strips: 100 strips (2,5 mm)

SeptoFipo-strips: 100 strips (4 mm)



# SeptoFipo Strip

Afwerken & Polijsten



# AFWERKEN & POLIJSTEN

## SeptoDiamond Strip

### DIAMANTSTALEN STRIPS VOOR HET AFWERKEN VAN RESTAURATIES EN HET ORTHODONTISCH STRIPPEN


#### INDICATIE

Diamond Strip is een diamantgecoate stalen strip geïndiceerd voor het afwerken van vulmateriaal en orthodontisch strippen.

Om de beste resultaten te bereiken, wordt het aanbevolen om beide strips te gebruiken, beginnend met de medium korrel en eindigend met de fijne korrel.

#### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Uitstekende afwerking bij restauraties
- Hoge prestaties bij orthodontisch strippen
- Hoge duurzaamheid
- Beschikbaar in fijn (geel) en medium (rood)
- korrels - 2,5 mm breed



#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING


SeptoDiamond Strips: 12 strips 2,5 mm (fijn)

SeptoDiamond Strips: 12 strips 2,5 mm (medium)

SeptoDiamond Strips: 12 strips 2,5 mm (medium en fijn)

# SeptoDiamond Strip

Afwerken & Polijsten



## AFWERKEN & POLIJSTEN

# SeptoDiamond Paste

### DIAMANTPOLIJSTPASTA

#### INDICATIES

SeptoDiamond Paste is een diamantpolijstpasta die is ontworpen voor het finaal polijsten en het verkrijgen van de hoogste kwaliteit glans van alle directe en indirecte restauraties. Biedt de best mogelijke glans voor email, keramiek, composieten, amalgamen en metalen oppervlakken.

#### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Hoogglans en een uitstekende natuurlijke helderheid op alle restauratieve materialen en email
- Mogelijk om te gebruiken in zowel tandheelkundige klinieken als laboratoria
- Extra fijne korrel (1 tot 2 micron)
- Wateroplosbaar, dus resten zijn makkelijk te verwijderen.



#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING

SeptoDiamond Pasta: 2g spuit

# SeptoDiamond Paste

Afwerken & Polijsten



# MATRIJZEN

## SeptoMatrix Cervical

### TRANSPARANTE MATRIJS VOOR KLASSE V-RESTAURATIES

#### INDICATIES

SeptoMatrix Cervical is een uitstekend hulpmiddel dat de voorspelbare modellering van directe composiet restauraties vergemakkelijkt. De reeks matrijzen omvat vijf flexibele vormen in verschillende maten. Ze zorgen voor uitstekend werkcomfort, werktijdverkortening en garanderen een perfecte aanpassing nabij gingivale marges.



#### FEATURES AND BENEFITS

- Door de verschillende afmetingen kan SeptoMatrix Cervical zich gemakkelijk aanpassen aan alle klasse V restauraties
- Composieten kunnen lichtuitgehard worden door de transparante matrix terwijl het onder druk wordt gehouden, wat resulteert in een glad oppervlak dat minder aanpassingen nodig heeft en enkel opgepoetst moet worden
- Kleeft niet op composieten of glasionomeren
- Geschikt voor sterilisatie



#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING


SeptoMatrix Cervical:  
2 instrumenten + 10 matrices  
(2x extra-large, 2x large, 2x medium, 2x small, 2x extra-small)

##### BESCHRIJVING

SeptoMatrix Cervical assortiment, navulling:  
50 matrices  
(10x extra-large, 10x large, 10x medium, 10x small, 10x extra-small)

# SeptoMatrix Cervical

Matrijzen



## MATRIJZEN

# SeptoMatrix Sectional

### VOORGEVORMD SECTIONAAL MATRIXSYSTEEM VOOR RESTAURATIES VAN KLASSE II

#### INDICATIES

Het SeptoMatrix sectionele systeem is geïndiceerd voor restauraties van klasse II caviteiten. Het zorgt voor optimale condities voor een precieze reconstructie van contactpunten en biedt een natuurlijke tandanatomie in proximale gebieden. De ringen zijn voorzien van driehoekige siliconen tips voor een perfecte aanpassing van de pasvorm. Versterking van de ringen garanderen gecontroleerde krachten tijdens scheiding - harde ring (blauw) of zachte ring (roze) - en grotere stabiliteit tijdens de reconstructieprocedure met extra verhoogde duurzaamheid van de ringen.

#### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Sterk en duurzaam materiaal.
- Uniek ontwerp: biedt stabiliteit, maakt veilig openen met behulp van een tang mogelijk
- Eenvoudig, snel en comfortabel plaatsen door een ringsysteem, die de typische matrixhouders vervangen
- Sectionele matrices beschikbaar in 3 verschillende maten voor een betere aanpassing aan alle klinische situaties
- Ringen met siliconen tips geschikt voor sterilisatie.



#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING

SeptoMatrix Sectional geassorteerde kit:  
100 matrices (30x large, 40x medium, 30x small) +  
2 ringen (hard en zacht) + 14 driehoekige siliconen tips

SeptoMatrix Sectional geassorteerde kit:  
50 matrices (15x large, 20x medium, 15x small) +  
2 ringen (hard en zacht) + 8 driehoekige siliconen tips

SeptoMatrix Sectional Navulling:  
1 ring (hard) + 8 driehoekige siliconen tips

##### BESCHRIJVING

SeptoMatrix Sectional Navulling:  
1 ring (zacht) + 8 driehoekige siliconen tips

SeptoMatrix Sectional Geassorteerd Navulling:  
50 matrices (15x large, 20x medium, 15x small)

SeptoMatrix Sectional driehoekige siliconen tips:  
50 stks.





**Septo**Matrix Sectional  
Matrijzen

# WIGGEN

## SeptoWedges

### INTERDENTALE HOUTEN WIGGEN

#### INDICATIES

Een van de cruciale vereisten van de directe restauratie is de reconstructie van een goede anatomische vorm. De hoogwaardige houten wiggen vormen één van de elementen die steeds in het workflow-protocol van de tandarts vervat zijn.

#### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Anatomisch gevormd voor een betere aanpassing aan de interproximale ruimtes en om aangrenzende tanden te scheiden
- Beschikbaar in 5 maten, gecodificeerd door kleuren



#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING

SeptoWedges Assortiment: 100 stks.  
(30x geel, 20x turkoois, 20x rood, 20x violet,  
10x natuurlijk)

Nr.	Hoogte	Breedte	Lengte
1	2,2 mm	1,4 mm	12 mm
2	2,2 mm	1,4 mm	13 mm
3	2,2 mm	1,6 mm	14 mm
4	2,2 mm	1,6 mm	15 mm
5	2,5 mm	2,0 mm	16 mm

**Septo**Wedges  
Wiggen



# ISOLATIE

## SeptoTape

### TAPE VOOR TANDISOLATIE

#### INDICATIES

SeptoTape is geschikt voor het isoleren van tanden tijdens behandelingen met zuren en voor het aanbrengen van kleefstoffen, composieten en andere reagentia.

De tape is gemaakt van inert en flexibel materiaal, past op de tand en beschermt deze tegen ongewenste agressies tijdens de restauratie van de aangrenzende tand.

#### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Beschermt de geïsoleerde tanden tegen ongewenste agressies
- Bestand tegen zuren, kleefstoffen en andere chemische middelen
- Zeer flexibel en dun om gemakkelijk in het interproximale gebied te kunnen worden ingebracht
- Exclusief ontworpen voor tandheelkundig gebruik




#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING

SeptoTape:  
tape van 5 m voor tandheelkundige isolatie

**Septo**Tape  
Isolatie



# PROFYLAXE

## SeptoProphy Strip

### NIET-SCHURENDE STALEN STRIP MET CIRKELVORMIGE MICROBLADEN VOOR INTERPROXIMALE TANDSTEENVERWIJDERING


#### INDICATIES

SeptoProphy Strips zijn geïndiceerd voor het tandheelkundig verwijderen van tandplaque en tandsteen.

SeptoProphy Strips zijn een onmisbaar hulpmiddel tijdens profylaxe procedures. Met ronde micro-bladen gelegen rond de gaten in één zijde van de strip biedt de SeptoProphy strip een krachtige en precieze actie tegen de calculus met behoud van de integriteit van het glazuur en restauratiemateriaal.

#### FEATURES AND BENEFITS

- Gemakkelijke, snelle en veilige verwijdering van tandsteen zonder het tandglazuur te beschadigen...
- Niet schurend en behoudt het glazuur en ontziet herstellende materialen en prothetische elementen
- Cirkelvormige microbladen zorgen voor meer precisie en versnelt het verwijderen van tandplak en tandsteen
- Gemakkelijke toegang tot het interproximale gebied door zijn dikte van 0,05 mm



#### VERPAKKING

##### BESCHRIJVING

SeptoProphy Strips: 10 stroken

The background of the image consists of several horizontal bands of perforated metal strips. Each strip is a dark grey color with a regular grid of small, circular holes. The strips are separated by thin black gaps, creating a repeating pattern that fills the entire frame. The lighting is even, highlighting the texture of the metal and the uniformity of the perforations.

# SeptoProphy Strips

Profylaxe



**Septodont**

Grondwetlaan 87

1080 Ganshoren

Tel.: +32 (0) 2 425 60 37

[www.septodont-nl.be](http://www.septodont-nl.be)