

Uw NIEUWE Septodont retractiedraad



100% katoen
gebreide draad
voor betere
veerkracht

Septofil N

Gebreide retractiedraad
Niet-geïmpregneerd



Septofil N gebreide gingivale retractiedraad, niet geïmpregneerd

Geschikt voor tijdelijke opening van de gingivale sulcus.

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarden
100% katoen	Natuurlijk materiaal	Maakt vochtabsorptie effectief en vermindert tandvlees irritatie
Gebreide retractiedraad	Bijzondere structuur in een netwerk van mazen	Beter absorptie- en uitbreidingsvermogen
Geen fluorescend bleekmiddel	Natuurlijk bewerkt katoen	Minimaliseert risico's op bijwerkingen

Gebruiksaanbeveling

Maat	Techniek met één draad	Dubbel draadtechniek
0 ⁴	onderste anteriore snijtand met dunne en onvoldoende aangehechte gingiva	als onderste draad, vooral bij dunne en onvoldoende aangehechte gingiva van de onderste anteriore snijtanden
0 ³	voortanden met dun aangehechte gingiva	als onderste draad voor dun tandvleesweefsel
0 ²	voortanden	als onderste draad voor dik tandvleesweefsel, als bovenste draad voor dun tandvleesweefsel
0	premolaren	als bovenste draad voor dun tandvleesweefsel
1	molaren	als bovenste draad voor dik tandvleesweefsel
2	molaren en vooral het gebied van het operculum in de achterste tand	als bovenste draad voor zeer dik tandvleesweefsel



Productinformatie

- 6 referenties, 254 cm



Distributeur:

Septodont NV - SA - Grondwetlaan 87 - 1083 Brussel - België

Tel. : +32 (0)2 425 60 37 - Fax : +32 (0)2 425 36 82

Bezoek onze website voor meer informatie: www.septodont.be - www.septodont.nl

